

Arvoisa asiakas,

### Viitearvomuutos

#### Testosteroni, vapaa S -Testo-V            KL 2736

Vapaan testosteronin radioimmunologisen menetelmän tulostaso nousee keskimäärin 20 - 30 % reagenssivaihdoksesta johtuen. Tämän seurauksena viitearvot muuttuvat.

#### Uudet viitearvot:

|                | <b>S -Testo-V</b><br>pmol/l | <b>S -Testo-V</b><br>% |
|----------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Naiset:</b> | 6 - 23                      | 0.6 - 1.7              |
| <b>Miehet:</b> |                             |                        |
| 16 - 50 v      | 200 - 580                   | 1.2 - 2.7              |
| 51 - 70 v      | 135 - 360                   | 0.9 - 2.1              |
| yli 70 v       | 100 - 330                   | 0.8 - 1.8              |

Muutos koskee tuloksia, joiden vastaamisajankohta on 3.2.2010 ja sitä myöhemmin.

#### Tiedustelut:

kemisti Liisa Ahola  
puh (09) 525 6279  
etunimi.sukunimi@medix.fi

#### Hintatiedustelut:

Kaupallinen johtaja Heikki Aaltonen  
puh. (09) 525 6256  
etunimi.sukunimi@medix.fi