

Arvoisa asiakas,

Tutkimukset siirtyvät alihankintaan

Menetelmä, viitearvot, näytteiden tekotiheys, näytteiden keräys ja lähetys sekä tarvittavat näytemäärät muuttuvat

S -Hydroksipoliini
S -HOP KL 1646

Menetelmä: Nestekromatografinen

Viitearvot: Alle 7 mg/l

Tekotiheys: Tehdään 3 kertaa viikossa, vastausaika noin viikko

Näyte: 2 ml seerumia tai plasmaa. Pakastelähetys.

U -Hydroksipoliini
U -HOP KL 1645

Menetelmä: Nestekromatografinen

Viitearvot: Alle 4 mg/g kreatiniinia

Tekotiheys: Tehdään 3 kertaa viikossa, vastausaika noin viikko

Näyte: 10 ml virtsaa. Vuorokausikeräystä ei tarvita. Pakastelähetys.

Muutokset koskevat niitä näytteitä, joiden vastauspäivä on **22.2.2010** ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

Sairaalakemisti Lena Lindroth-Vesterinen
puh. (09) 525 6228
etunimi.sukunimi@medix.fi

Kemisti Arja Heiskanen
puh. (09) 5060 5422
etunimi.sukunimi@medix.fi

Hintatiedustelut:

Kaupallinen johtaja Heikki Aaltonen
puh. (09) 525 6256
etunimi.sukunimi@medix.fi