

Arvoisa asiakas,

Tekopaikkamuutos

Borrelia burgdorferi, vasta-aineet, jatkotutkimus
S -BorAbJt ATK 8529

Tutkimus siirtyy alihankinnasta tehtäväksi Yhtyneet Medix Laboratorioissa.

Indikaatiot

Aiemmin todettujen *Borrelia burgdorferi* vasta-aineiden spesifisyyden varmistus. Jatkotutkimusta suositellaan epäselvissä tapauksissa borreliavasta-aineiden spesifisyyden varmistamiseen, esimerkiksi, jos vain joko IgG- tai IgM-vasta-aineet ovat olleet positiivisia ja pysyneet korkeana.

Näyte

1 ml seerumia. Säilytys 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Tutkimus tehdään ensisijaisesti YML:ssä aiemmin analysoidusta S -BorrAb-näytteestä. Säilytämme näytettä 3 kk, jona aikana voitte tehdä jatkotutkimuspyynnön.

Jatkotutkimuspyyntö soitetään YML:n asiakaspalveluun p. 09 525 61. Samalla ilmoitetaan halutaanko tutkia IgG- vai IgM-vasta-aineiden spesifisyys. Jos halutaan tutkia molemmat Ig-luokat, on tehtävä kaksi eri pyyntöä.

Menetelmä

Immunoblot-määritys, jossa tutkitaan vasta-aineet borrelian 15 eri antigeenia kohtaan.

Tekotiheys

1 x vko

Tulkinta

Tuloksesta annetaan lausunto.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 7.1.2015 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

kemisti Marika Havana
puh. 050 349 8446
marika.havana@medix.fi

Asiakaspalvelu
puh. 09 525 61