

Arvoisa asiakas,

Vaihdamme ulosteen kalprotektiinin mittausmenetelmää

Kalprotektiini
F -Calpro KL 4803

Otamme käyttöön automatisoidun fluoroentsyymi-immunologisen menetelmän, jonka mittausalue on nykyistä laajempi. Lisäämme myös tekotiheyttä, joten vastausaika lyhenee kahteen arkipäivään.

Seurannassa olevien potilaiden kohdalla tulee huomioida, että uusi menetelmä antaa keskimäärin 25 % matalampaa tulosta, mutta yksittäisen potilaan kohdalla muutos voi olla suurempikin.

Edustavan näytteen vuoksi pyydämme lähettämään riittävästi ulostetta. Sopiva määrä on vähintään ruokalusikallinen, mielellään puolet näytteenottopurkin tilavuudesta.

Mittausalue

4-6000 µg/g ulostetta (vanha 50-1800 µg/g)

Viitearvo

<100 µg/g ulostetta

Tulokset välillä 50-100 µg/g ovat raja-arvoisesti kohonneita.

Tekotiheys

3 x vko

Vastausaika

2 arkipäivää

Muut tutkimusta koskevat tiedot ja ohjeet pysyvät ennallaan ja löytyvät YML:n internetsivuilta (www.yml.fi).

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 29.6.2015 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

kemisti Arto Katajamäki
puh. 050 573 5462
arto.katajamaki@medix.fi

Kl. mikrobiol. erik. lääk.
lääketieteellinen johtaja
Sakari Jokiranta
puh. 050 547 1184
sakari.jokiranta@medix.fi