

**Arvoisa asiakas,**

**CA19-9 menetelmän tulostaso muuttuu**

**CA19-9 antigeeni**

**S -CA19-9            KL 3412**

Menetelmävalmistaja on uudelleen formuloinut CA19-9 määrittämenetelmän kalibraatiokuvaajan sovitusta, minkä seurauksena menetelmän tulostaso laskee keskimäärin 20 %. Yksittäisten potilaiden kohdalla ero voi olla hieman pienempi tai suurempi. Menetelmän viitearvot eivät muutu. Tulostasomuutos tulee huomioida erityisesti seurantapotilaiden kohdalla.

Lisäämme laboratoriovastauksiin tasomuutoksesta kertovan vakiolausunnon 6kk ajaksi.

Muutos koskee niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 21.8.2017 ja siitä eteenpäin.

**Tiedustelut:**

sairaalakemisti Heidi Nousiainen  
puh. 050 401 0726  
heidi.nousiainen@medix.fi