

25.8.2017/ Anne Knaapila

MEDIX EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS

JOHDANTO:

Tässä dokumentissa käydään läpi Medix Extra 2.0 -laboratoriotutkimusten tilausjärjestelmän toiminta. Järjestelmän avulla voidaan Internetin kautta tehdä tutkimuspyyntöjä (lähetteitä), selata lähetetilannetta reaaliaikaisesti ja tarkastella vastauksia.

ALOITUSSIVU

Kirjoita käyttäjätunnuksesi sekä salasanasi ja paina lopuksi *Avaa palvelu* -painiketta.

**Kirjautuminen Yhtyneet Medix Laboratoriot
Oy:n Extra II -järjestelmään!**

Käyttäjätunnus:

Salasana:

25.8.2017/ Anne Knaapila

KOMENTOPANEELI JA TERVETULOA -SIVU

Näyttö on jaettu kahteen osaan, komentopaneeliin ja Tervetuloa -sivuun. Ruudun vasemmalla laidalla olevista painikkeista pääset siirtymään eri toimintoihin. Tervetuloa sivulla tiedotamme huomioitavista asioista liittyen mm. näyttöiden lähetykseen pyhien aikana. Lisäksi sivun alalaidassa on pikaohje sekä YML:n yhteystiedot.

Medix Extraa käyttäessäsi on hyvä muistaa, että Internet-selaimen yleisiä "Edellinen" ja "Seuraava" -painikkeita EI tule käyttää. Käytä siis ainoastaan Medix Extran omia valintapainikkeita siirtyessäsi sivulta toiselle.

Aloitussivu

Tee lähete

Avoimet lähetteet

Tilatut lähetteet

Raportit

Apua!

Käyttäjätietosi

Lopeta

Ylläpito

päivitetty: 25.08.2017 15:19

Arvoisa asiakas,

Aurinkoista loppukesää!

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8-16,
puh. (09) 52561.

**Yhteistyöterveisin,
Asiakaspalvelu
Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy
P. 09 52561**



HUOMIOITTEHAN UUSIMMAT TIEDOTTEET NETTISIVUILLAMME www.yml.fi

Viive Cannabiseulonassa
CA19-9 tulostasomuutos
S-EPO -yksikkömuutos
Vastausviive TyglAb -määrittelyissä
Olantsapiini ja kiotsapiini, menetelmä- ja viitearvomuu-
tos
Logistikkaviive alihankintatutkimuksissa
Bentsodiatsepiinit ja tsopikloni, muutoksia
Tekopaikkamuutos, S-Fenob,-Fenyty,-Primid
HbA1c, tutkimusrakennemuutos
CERT sydänkohtausriskitesti

MUISTATTEHAN SEURAAVAT ASIAT LÄHETTEITÄ TEHDESSÄNNE:

Tarroittakaa näyte valmiilla viivakooditarralla ja kirjoittakaa tarralla oleva näytenumero Medix Extran Tunniste -kenttään.
Lisätäkää potilaan nimi ja tutkimuslyhenne viivakooditarralle.

Tulostakaa ja lähettäkää tilausvahvistus näyteputkien mukana Yhtyneet Medix laboratorioon.

Internet -selaimen yleisiä "Edellinen" ja "Seuraava" -painikkeita EI tule käyttää. Käytä ainoastaan Medix Extran omia valintapainikkeita siirtyessäsi sivulta toiselle.

Medix Extraa koskevat tiedustelut:
asiakaspäällikkö Tiina Suominen
puh. 050 3072355
tiina.suominen@medix.fi
asiakaspäällikkö Päivi Burakoff
puh. 040 922 0661
paivi.burakoff@medix.fi
asiakasyhteyspäällikkö Anne Knaapila
puh. 050 4090864
anne.knaapila@medix.fi

25.8.2017/ Anne Knaapila

KÄYTTÄJÄTIEDOT

Komentopaneelissa olevasta *Käyttäjätietosi* -painikkeesta pääset muuttamaan oman salasanasi.

1. Anna ensin vanha salasanasi ja sitten kaksi kertaa uusi. Salasana on hyvä vaihtaa tasaisin väliajoin.
2. Paina *Päivitä* -painiketta, jolloin uusi salasanasi päivittyy ja ohjelma pyytää kirjautumaan sisään käyttäen uutta salasanaa.

- Aloitussivu
- Tee lähete
- Avoimet lähetteet
- Tilatut lähetteet
- Reportit
- Apua!
- Käyttäjätietosi**
- Lopeta
- Ylläpito

Käyttäjätiedot

Käyttäjä: MEDIX TESTI

Käyttäjän tiedot

Käyttäjätunnus: medix
Käyttäjän nimi: MEDIX TESTI

Salasanan vaihto

Vanha salasana:
Uusi salasana:
Uusi salasana uudelleen:

Vaihda asetukset ja paina päivitä painiketta

25.8.2017/ Anne Knaapila

TEE LÄHETE

Komentopaneelissa olevasta *Tee Lähet* -painikkeesta pääset syöttämään läheteelle potilaan perustiedot. Kentissä liikutaan eteenpäin tabulaattorilla (normaalinäppäimistöissä Caps Lock -näppäimen yläpuolella) tai hiirellä. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

1. Anna potilaan täydellinen henkilötunnus (suositeltavaa) tai syntymäaika (mikäli henkilötunnuksen loppuosaa ei tiedetä). Jos henkilötunnus on täydellinen, sukupuolta ei tarvitse valita. Jos potilaasta tiedetään vain syntymäaika, on oikea sukupuoli valittava ja syntymäajan perään -, jolloin ohjelma luo keksityn, yksilöllisen sotun loppuosan.
2. Anna potilaan sukunimi ja etunimi. Näytteenottoajaksi tulee oletuksena kyseinen päivämäärä, sen voit tarvittaessa muuttaa.
3. Jos tartuntavaara on olemassa, klikkaa hiirellä kyseistä ruutua.
4. Potilasta koskevat mahdolliset lisätiedot voit kirjoittaa sille varattuun kenttään. Ne näkyvät potilaan tietojen yhteydessä sekä pyynnössä että vastauksessa.
5. Valitse perustietojen syöttämisen jälkeen joko *Pikavalinta*- tai *Selaa tutkimuksia* -toiminto.
 - 5.1. *Pikavalinta* -toiminnolla voit valita tutkimuksia läheteelle kun tutkimuksen tilauskoodi on tiedossa.
 - 5.2. *Selaa tutkimuksia* -toiminnolla pääset selaamaan koko tutkimusvalikoimaa, hakemaan tutkimuksia lyhenteen tai täydellisen nimen mukaan ja valitsemaan tutkimuksia läheteelle.

| | | |
|------------------|--|---|
| Aloitussivu | Tee lähete | Käyttäjä: MEDIX TESTI |
| Tee lähete | Lähetäjä: MEDIX DEMO [88888] | |
| Avoimet läheteet | *Hetu tai synt.aika ja sukupuoli: <input type="text" value="02020-0202"/> | Sukupuoli: <input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="Nainen"/> |
| Tilatut läheteet | *Sukunimi: <input type="text" value="Malli"/> | *Etunimet: <input type="text" value="Maija"/> |
| Raportit | *Näytteenottoaika: <input type="text" value="09052014"/> <input type="text" value="ppkkvvv"/> <input type="text" value=""/> hmmm | Tartuntavaara: <input type="checkbox"/> |
| Apua! | Lisä- ja viitetiedot <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="Tähän voit kirjoittaa potilaan tietoja esim. lääkitys."/> | |
| Käyttäjätietosi | <input type="button" value="Pikavalinta"/> <input type="button" value="Selaa tutkimuksia"/> | |
| Lopeta | * 'Potilaan nimi/koodi' on pakollinen kenttä. 'Näytteenottoaika'-kentistä "päivämäärä" on pakollinen kenttä. 'Hetu/synt.aika tai sukupuoli' -kentistä toinen on pakollinen (syötä täydellinen Hetu tai vaihtoehtoisesti syntymäaika ja sukupuoli). | |
| Ylläpito | | |

25.8.2017/ Anne Knaapila

SELAA TUTKIMUKSIA

Selaa tutkimuksia -sivulla pääset selaamaan tutkimusvalikoimaa, hakemaan tutkimuksia lyhenteen tai täydellisen nimen mukaan ja lisäämään tutkimuksia läheteelle. Kirjoitettuasi haluamasi hakuehdot, saat *Hae* -painikkeella esille ne tuotteet, jotka täyttävät annetut ehdot. Jos et kirjoita hakuehtoa lainkaan, haku listaa kaikki tutkimukset.

- Halutessasi valita listalta potilaalle tutkimuksia, klikkaa kyseisten tutkimusten edessä olevaa ruutua. Samalla selailulla voit rastittaa useita ruutuja.
- Lisää läheteeseen* -toiminnolla lisäät valitut tutkimukset läheteeseen.
- Jatka* -painikkeella siirryt pikatilaukseen, jossa syötät tutkimuksille näytetunnisteet ja mahdolliset lisäkysymykset sekä vahvistat tilauksen.
- Jos tutkimuksen edessä ei ole valintaruutua, tutkimus tulee tilata käyttäen paperilähetettä. Läheteen voit täyttää Yhtyneet Medixin kotisivuilla. Linkki Läheteet -sivuille löytyy *Näytetieto* -kohdasta, ks. läheteet.
- Huom! Lyhenteen nimeä painamalla saat näkyviin tutkimuksen tiedot. Lisäksi näytetietokentästä näet näytteen laadun sekä lähetystiedot.

| | | | | | | |
|------------------|---|----------------------|------------------------------|--|---|---------|
| Aloitussivu | Läheteen tiedot | | Käyttäjä: MEDIX TESTI | | | |
| Tee lähete | Lähetäjä: | MEDIX DEMO [88888] | | | | |
| Avoimet läheteet | Hetu/synt.aika: | 020202-0202 | Sukupuoli: | Nainen | | |
| Tilatut läheteet | Sukunimi: | MALLI | Etnimet: | MAIJA | | |
| Raportit | Näytteenottoaika: | 12.05.2014 00:00 | | | | |
| Apua! | Lyhenne: | <input type="text"/> | Tutkimus: | <input type="text" value="maksa"/> Hae | | |
| Käyttäjätietosi | Lisää läheteeseen Jatka | | | | | |
| Lopeta | Valitse | Koodi | Lyhenne | Tutkimus (*=allhankintatutkimus) | Näytetieto | Lähetys |
| Ylläpito | <input type="checkbox"/> | 2313 | S -LKMAb | Maksa- ja munuaismikrosomi, vasta-aineet | S, geeliputki käy, eroteltava fuugauksen jälkeen | HL |
| | <input type="checkbox"/> | 9043 | S -Maksa | MK4-7, Maksan toiminnan tutkimukset | S / fS | HL |
| | <input type="checkbox"/> | 84 | S -MaksaT | Maksarasitustutkimus | S + B (EDTA) | HL |
| | <input type="checkbox"/> | 9728 | S -MaksPak | Maksapaketti | S / fS | HL |
| | <input type="checkbox"/> | 646 | Pt-MIT | Maksaimmuunitutkimus | S, geeliputki käy, eroteltava fuugauksen jälkeen | HL |
| | <input type="checkbox"/> | 4064 | Lr-PAD | Histologinen tutkimus, maksa | Tätä tutkimusta ei voi tilata Extran kautta. Käytä paperilähetettä ks. läheteet . | HL |

25.8.2017/ Anne Knaapila

PIKAVALINTA, NÄYTENUMERO ja NÄYTETARRA

Pikavalinta -toiminnolla voit valita tutkimuksia läheteelle tilauskoodin avulla.

- 1) Anna *Koodi* -kenttään halutun tutkimuksen koodi ja siirry tabulaattorilla tai hiirellä eteenpäin. Tällöin avautuvat mahdolliset lisäkysymykset, jotka ovat joko vapaita tekstikenttiä tai valikkoja. Osa lisäkysymyksistä on pakollisia.
- 2) **Tunniste** -kenttään tulee **AINA kirjoittaa näytetunniste**. Numero on sama kuin tarralla eli kirjoita tarrassa oleva numero tyhjään kenttään. Huom! Näytenumeron edessä olevaa asiakaskohtaista näytetunnistetta (kirjainparia) ei tarvitse kirjoittaa, näytetunniste on valmiina tyhjän kentän edessä
- 3) Tabulaattorilla tai hiirellä siirryt *Tunniste* -kentästä eteenpäin syöttämään seuraavan tutkimuksen/näytetunnisteen. *Selaa tutkimuksia* -painikkeella voit tarvittaessa hakea uusia tutkimuksia.
- 4) Halutessasi poistaa jo valitsemasi tutkimukset kyseisen potilaan läheteeltä, paina punaista rastia.

| |
|-------------------|
| Aloitussivu |
| Tee lähete |
| Avoimet lähetteet |
| Tilatut lähetteet |
| Raportit |

Lähetteen tiedot

Käyttäjä: **MEDIX TESTI**

| | | | |
|-------------------|--------------------|------------|--------|
| Lähetäjä: | MEDIX DEMO [88888] | Sukupuoli: | Nainen |
| Hetu/synt.aika: | 020202-0202 | Etinimet: | MAIJA |
| Sukunimi: | MALLI | | |
| Näytteenottoaika: | 12.05.2014 00:00 | | |

| |
|-----------------|
| Apua! |
| Käyttäjätietosi |
| Lopeta |
| Ylläpito |

| Selaa | | Valmis | Viimeksi käytetty näytteen tunnistus: ME161631 | |
|--------|---------------------------|--|--|-------------------------|
| Koodi | Lyhenne | Tutkimus (*=alihankintatutkimus) | Näytetieto | Tunniste |
| ✗ 2313 | S-LKMAb | Maksa- ja munuaismikrosomi, vasta-aineet | S, geellputki käy, eroteltava fuugauksen jälkeen | ME <input type="text"/> |
| ✗ 9043 | S-Maksa | MK4-7, Maksan toiminnan tutkimukset | S / fS | ME <input type="text"/> |
| ✗ 84 | S-MaksaT | Maksarasitustutkimus | S + B (EDTA) | ME <input type="text"/> |
| ✗ 9728 | S-MaksPak | Maksapaketti | S / fS | ME <input type="text"/> |
| ✗ 646 | Pt-MIT | Maksaimmuunitutkimus | S, geellputki käy, eroteltava fuugauksen jälkeen | ME <input type="text"/> |
| | | | | ME <input type="text"/> |
| | | | | ME <input type="text"/> |

25.8.2017/ Anne Knaapila

PIKAVALINTA, jatkuu...

- 5) Osa lisäkysymyksistä on pakollisia (esim. dU -tutkimuksissa virtsamäärä). Joidenkin lisäkysymysten muoto on oltava oikein (esim. virtsamäärä tulee ilmoittaa ml:ssa). Lisäkysymys ohjaa oikean muodon kirjoittamista (esim. hhmm, jolloin kellon aika kirjoitetaan ilman pistettä/kaksoispistettä).
- 6) Jos kaksi tai useampi tutkimus voidaan tehdä samasta putkesta (esim. S -TSH ja S -T4V) tutkimuksille kirjataan sama näytetunniste (tarralta).
- 7) Jos kahdelle tai useammalle tutkimukselle annetaan sama näytetunniste ja tutkimuksilla on sama lisäkysymys (esim. virtsamäärä), ei lisäkysymystä tarvitse täyttää kuin ensimmäisen tutkimuksen kohdalla. Siirryttäessä Vahvistettu lähete -sivulle *Valmis* -painikkeella, lisäkysymyksen arvo kopioituu automaattisesti kaikille saman näytetunnisteen omaaville tutkimuksille.
- 8) Kun olet valinnut kaikki potilaalle tilattavat tutkimukset ja täyttäneet mahdolliset lisätietokentät, hyväksy lähete *Valmis* -painikkeella.

VIIVAKOODITARRA:

- Tarroja saa tilattua Yhtyneet Medixin kotisivuilta, www.yml.fi / Tilaukset, valitsemalla Näytetarvikkeet -kohdasta "Medix Extra -tarrat" ja haluttu kappalemäärä.
- Näytetarraan tulee kirjoittaa potilaan henkilötunnus ja nimi sekä kyseisen tutkimuksen lyhenne. Jos samasta näyteputkesta tehdään useampi tutkimus, tarralle kirjoitetaan vain yhden tutkimuksen lyhenne.
- Viivakooditarra liimataan putkeen pystyyn, mahdollisimman lähelle korkin alareunaa ks. kuva.



25.8.2017/ Anne Knaapila

VAHVISTETTU LÄHETE

Lähetteen vahvistamisen jälkeen ohjelma näyttää valmiin lähetteen, johon syöttämäsi lähetetiedot on koottu.

- 1) *Muuta lähetetietoja* -toiminnosta pääset muuttamaan potilaan tietoja tai lisäämään/poistamaan/korjaamaan tutkimuksia ja niiden lisätietoja.
- 2) Valitse *Tee tilaus* -painike, jolloin kyseisen potilaan lähete tallentuu *Avoimet lähetteet* -valikkoon.
- 3) Halutessasi voit tehdä useiden potilaiden lähetteet valmiiksi ja lähettää ne esim. päivän päätteeksi. Kaikki lähettämättömät lähetteet löytyvät toiminnosta *Avoimet lähetteet*.

| Aloitussivu | Lähetteen tiedot | | | | Käyttäjä: MEDIX TESTI |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Tee lähete | Lähetettäjä: | MEDIX DEMO [88888] | | | |
| Avoimet lähetteet | Hetu/synt.aika: | 020202-0202 | Sukupuoli: | Nainen | |
| Tilatut lähetteet | Sukunimi: | MALLI | Etunimet: | MAIJA | |
| Raportit | Näytteenottoaika: | 09.05.2014 00:00 | | | |
| Apua! | | | | | Muuta lähetetietoja |
| Käyttäjätietosi | Jatka | | | | |
| Lopeta | Näytteen tunnistus | Koodi | Tutkimus (*=alihankintatutkimus) | Näytetieto | Lähetys |
| Ylläpito | ME161627 | 2313 | S -LKMAb | S, geeliputki käy, eroteltava fuugauksen jälkeen | HL |
| | ME161628 | 646 | Pt-MIT | S, geeliputki käy, eroteltava fuugauksen jälkeen | HL |
| | ME161629 | 1128 | S -ASAT | S, hemolysoitumaton | HL |
| | ME161629 | 2832 | S -TSH | S, klo 8 - 10 | HL |
| | ME161629 | 2836 | S -T4-V | S, erotettava geelin päältä jos pakastetaan | HL |
| | ME161630 | 3425 | dU-Alb-Mi | dU | HL |
| | | Virtsamäärä ml? | | 1200 | |
| | ME161631 | 2502 | S -PROG | S, erotettava geelin päältä | HL |

25.8.2017/ Anne Knaapila

AVOIMET LÄHETTEET - TILAUKSEN TEKO

Komentopaneelissa olevasta *Avoimet lähetteet* -painikkeesta näet tekemäsi lähettämättömät lähetteet ja voit lähettää ne.

Tässä toiminnossa voit

- poistaa tekemäsi lähetteen: klikkaa valitse ruutua ja sen jälkeen *Poista* -painiketta.
- muuttaa tekemäsi lähetettä: klikkaa sinisellä olevaa alleviivattua lähetenumeroa.
- tilata vain osan tekemistäsi lähetteistä.
- tilata kaikki tekemäsi lähetteet.

- 1) Kaikki lähetteet on automaattisesti valittu .
- 2) Jos haluat lähettää kaikki tekemäsi lähetteet, valitse *Tee tilaus* -toiminto.
- 3) Jos haluat lähettää vain osan lähetteistä, paina *Tyhjennä valinnat* -painiketta ja valitse hiirellä haluamasi lähetteet. Tämän jälkeen valitse *Tee tilaus* -toiminto.

Aloitussivu

Tee lähete

Avoimet lähetteet

Tilatut lähetteet

Raportit

Apua!

Käyttäjätietosi

Lopeta

Ylläpito

Avoimet lähetteet - Tilauksen teko

Käyttäjä: MEDIX TESTI

Tee tilaus

Poista

| Lähetenumero | Lähetepvm | Valitse | Potilaan nimi/koodi | Hetu/synt.aika |
|------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| 468012 | 09.05.2014 15:39 | <input checked="" type="checkbox"/> | MALLI MAIJA | 020202-0202 |

Tyhjennä valinnat

25.8.2017/ Anne Knaapila

TILAUSVAHVISTUS

Tilausvahvistuksesta näet potilaille tilatut tutkimukset/lähetteet sekä näytteiden tunnisteet viivakoodilla.

- 1) **Tulosta tilausvahvistus ja lähetä se yhdessä näytteiden kanssa Yhtyneet Medixiin.** Jos haluat tulostaa kopion omaa tarkoitusta varten, valitse kopiomääräksi esim. 2.
- 2) Halutessasi myöhemmin nähdä/tulostaa tilausvahvistuksen uudelleen, valitse *Tilatut lähetteet* -toiminto ja Tilausvahvistuksen uudelleen tulostus. Toiminto listaa tekemäsi tilausvahvistukset ja voit valita haluamasi.

| |
|-------------------|
| Aloitussivu |
| Tee lähete |
| Avoimet lähetteet |
| Tilatut lähetteet |
| Raportit |
| Apua! |
| Käyttäjätietosi |
| Lopeta |
| Ylläpito |

Tilausvahvistus

Käyttäjä: MEDIX TESTI

| | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|--|
| Tilausaika: | 09.05.2014 15:55 | Tilaja: | 88888 MEDIX DEMO |
| Lähetepvm | Potilaan nimi/koodi | Hetu/synt.aika | Lisätietoja |
| 2014-05-09 15:39:21 | MALLI MAIJA | 020202-0202 | Tähän voit kirjoittaa potilaan tietoja esim. lääkitys. |
| Näytteen tunniste | Koodi | Tutkimus (*=alihankintatutkimus) | Lähetys |
|  ME161627 | 2313 | S -LKMAb | HL |
|  ME161628 | 646 | PT-MIT | HL |
|  ME161629 | 1128 | S -ASAT | HL |
|  ME161629 | 2832 | S -TSH | HL |
|  ME161629 | 2836 | S -T4-V | HL |
|  ME161630 | 3425 | dU-Alb-Mi | HL |
|  ME161631 | 2502 | S -PROG | HL |

25.8.2017/ Anne Knaapila

TILATUT LÄHETTEET

Tilatut lähetteet -toiminnolla pääset katsomaan tehtyjä tilauksia ja vastauksia. Voit hakea lähetteitä potilaan tietojen (nimi, hetu) ja näytepäivämäärän avulla. Lisäksi voit lajitella hakusi aktiiviset/arkisto tai vastauksen tilan mukaan.

- 1) Haluamasi vastaukset saat esille *Hae* -painikkeella annettuasi hakuehdot (esimerkissä annettu hakuehtona potilaan hetu). Ilman hakua ohjelma näyttää 50 viimeisintä tilausta. Ensimmäisenä listautuvat kaikki osittain vastatut ja vastatut lähetteet niin, että uusimmat vastaukset näkyvät ensimmäisinä. Punainen "UUSI" merkintä näkyy silloin, kun kyseisen potilaan lähetettä ei ole vielä käyty katsomassa.
- 2) *Tulosta uudet* -painikkeesta saat yhdellä kertaa tulostettua kaikki punaisella merkityt vastaukset.
- 3) Klikkaamalla sinistä lähetenumeroa saat auki kaikki kyseisen lähetteen vastaukset.

| Aloitussivu | | Tilatut | | | | | Käyttäjä: MEDIX TESTI | |
|-------------------|--|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|--|
| Tee lähete | Potilaan nimi: | Hetu/synt.aika: | Näytepvm: | | | <input type="button" value="Hae"/> | | |
| Avoimet lähetteet | <input checked="" type="radio"/> Aktiiviset <input type="radio"/> Arkisto <input type="checkbox"/> Tilattu <input type="checkbox"/> Osit. vastattu <input type="checkbox"/> Vastattu | | | | | | | |
| Tilatut lähetteet | 466995 | 06.05.2014 00:00 | AFINION2 CRP5 | 050505-0505 | Vastattu | 07.05.2014 14:19 | uusi | |
| Raportit | 466985 | 06.05.2014 00:00 | AFINION1 CRP2 | 050505-0505 | Vastattu | 07.05.2014 14:18 | uusi | |
| Apua! | 466982 | 06.05.2014 00:00 | AFINION1 CRP1 | 050505-0505 | Vastattu | 07.05.2014 14:10 | uusi | |
| Käyttäjätietosi | 466994 | 06.05.2014 00:00 | AFINION2 CRP4 | 050505-0505 | Vastattu | 07.05.2014 14:08 | uusi | |
| Lopeta | 466963 | 06.05.2014 00:00 | TESTI GLUK4 | 050505-0505 | Vastattu | 07.05.2014 14:03 | uusi | |
| Ylläpito | 466962 | 06.05.2014 00:00 | TESTI GLUK3 | 050505-0505 | Vastattu | 07.05.2014 14:03 | uusi | |
| | 466960 | 06.05.2014 00:00 | TESTI GLUK1 | 050505-0505 | Vastattu | 07.05.2014 14:03 | uusi | |
| | 466961 | 06.05.2014 00:00 | TESTI GLUK2 | 050505-0505 | Vastattu | 07.05.2014 14:03 | uusi | |
| | 466964 | 06.05.2014 00:00 | TESTI GLUK5 | 050505-0505 | Vastattu | 07.05.2014 14:03 | uusi | |
| | 466992 | 06.05.2014 00:00 | AFINION2 CRP3 | 050505-0505 | Vastattu | 07.05.2014 14:03 | uusi | |
| | 466991 | 06.05.2014 00:00 | AFINION2 CRP2 | 050505-0505 | Vastattu | 07.05.2014 14:00 | uusi | |
| | 466990 | 06.05.2014 00:00 | AFINION2 CRP1 | 050505-0505 | Vastattu | 07.05.2014 13:52 | uusi | |
| | 466947 | 06.05.2014 00:00 | TESTI ANU | 050505-0505 | Vastattu | 06.05.2014 09:27 | uusi | |
| | 466950 | 06.05.2014 00:00 | TESTI ANU | 050505-0505 | Vastattu | 06.05.2014 09:11 | uusi | |
| | 466400 | 30.04.2014 00:00 | TESTI JOHANNA | 050505-0505 | Vastattu | 30.04.2014 08:48 | | |
| | 465386 | 23.04.2014 00:00 | TESTI JOHANNA | 050505-0505 | Vastattu | 23.04.2014 12:42 | uusi | |
| | 465375 | 23.04.2014 00:00 | TESTI JOHANNA | 050505-0505 | Vastattu | 23.04.2014 12:29 | uusi | |
| | 464344 | 14.04.2014 00:00 | TESTI KAMPPI | 050505-0505 | Vastattu | 15.04.2014 13:22 | uusi | |
| | 464340 | 14.04.2014 00:00 | TESTI RAUMA | 050505-0505 | Vastattu | 15.04.2014 10:05 | uusi | |
| | 463981 | 11.04.2014 00:00 | TESTI JOHANNA | 050505-0505 | Vastattu | 11.04.2014 09:20 | | |
| | 463813 | 10.04.2014 00:00 | TESTI JOHANNA | 050505-0505 | Vastattu | 10.04.2014 13:49 | | |
| | 461883 | 28.03.2014 00:00 | TESTI JOHANNA | 050505-0505 | Vastattu | 28.03.2014 14:10 | | |
| | 461709 | 28.03.2014 00:00 | TESTI JOHANNA | 050505-0505 | Vastattu | 28.03.2014 10:23 | | |
| | 461231 | 25.03.2014 22:19 | POCTESTI TOMMI | 070707-0707 | Vastattu | 26.03.2014 07:12 | uusi | |
| | 460998 | 24.03.2014 22:51 | POCTESTI TOMMI | 070707-0707 | Osit.vast | 25.03.2014 08:07 | uusi | |
| | 460960 | 24.03.2014 00:00 | TESTI JOHANNA | 050505-0505 | Vastattu | 24.03.2014 14:30 | | |
| | 460640 | 21.03.2014 00:00 | TESTI ARI | 090909-0909 | Vastattu | 21.03.2014 09:25 | | |
| | 460532 | 20.03.2014 00:00 | TESTI JOHANNA | 050505-0505 | Vastattu | 20.03.2014 12:49 | uusi | |
| | 460534 | 20.03.2014 00:00 | TESTI JOHANNA | 050505-0505 | Vastattu | 20.03.2014 12:41 | | |
| | 458728 | 10.03.2014 00:00 | TESTI IE8 | 030303-0303 | Vastattu | 20.03.2014 09:17 | | |

25.8.2017/ Anne Knaapila

VASTAUKSET/ARKISTOON SIIRTO

- 1) *Vastaus* -sivulla näet sekä lopulliset että keskeneräiset vastaukset.
- 2) Jos potilaan kaikki tulokset on jo vastattu eikä niitä tarvitse enää aktiivisesti käsitellä, siirrä tulokset arkistoon *Siirrä arkistoon* -toiminnolla.
- 3) Jos lähete on jo arkistossa, saat sen esille *Tilatut lähetteet* -toiminnossa Arkisto -haulla.
- 4) Jos arkistoon siirrettyyn lähetteeseen tulee uusi/korjaava vastaus, siirtyy lähete automaattisesti aktiivitilaan.
- 5) Halutessasi voit palauttaa tulokset arkistosta aktiivitilaan *Poista arkistosta* -toiminnolla.

Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, Nihtisillankuja 1 02630 Espoo, puh. (09) 525 61

Vastaus

Käyttäjä: MEDIX TESTI

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|----------|
| Lähete: | 461883 | Tila: | Vastattu |
| Lähetäjä: | Testi, Kemia1 [22997] | | |
| Hetu/synt.aika: | 050505-0505 | Sukupuoli: | Nainen |
| Sukunimi: | TESTI | Etunimet: | JOHANNA |
| Näytteenottoaika: | 28.03.2014 00:00 | | |
| Lisä- ja viitetiedot: | | | |

| Supista | | Tulosta | | Takaisin | Siirrä arkistoon | |
|-----------------------------------|-------|------------|------------|---------------------|------------------|------------|
| Tunniste | Koodi | Tutkimus | Tulos | Viitearvot | Vastausaika | Tila |
| TK2924 | 1034 | fS-Aldos | 52 pmol/l | /Aikuiset | 28.03.2014 14:09 | Lopullinen |
| Lausunto: | | | | | | |
| Viitearvot: fS-Aldos | | | | | | |
| Aikuiset (makuu) 55 - 416 pmol/l | | | | | | |
| Aikuiset (pysty) 139 - 831 pmol/l | | | | | | |
| TK2925 | 1036 | fS-Aldos-M | 30* pmol/l | 55-416/Aikuiset (ma | 28.03.2014 14:09 | Lopullinen |
| TK2926 | 1037 | fS-Aldos-P | 40* pmol/l | 139-831/Aikuiset | 28.03.2014 14:09 | Lopullinen |

Aloitussivu

Tee lähete

Avoimet lähetteet

Tilatut lähetteet

Raportit

Apua!

Käyttäjätietosi

Lopeta

Ylläpito

25.8.2017/ Anne Knaapila

RAPORTIT

Raportit -toiminnolla pääset katsomaan ja halutessasi tallentamaan tiedostoon tilattujen tutkimusten lukumäärän halutulla aikavälillä tutkimuksen koodin, lyhenteet, nimen tai määrän mukaan.

Raportit Käyttäjä: MEDIX TESTI

tammikuu ▼ 2014 ▼ ==> kesäkuu ▼ 2014 ▼ lyhenne ▼ ruudulle ▼ **Hae**

| Koodi | Lyhenne | Tutkimus (*=alihankintatutkimus) | Määrä |
|----------------------|------------|---|-------|
| 3425 | dU-Alb-Mi | Albumiini, mikroalbuminuria | 1 |
| 1468 | fP-Gluk | Glukoosi | 1 |
| 1024 | P -ALAT | Alaniiniaminotransferaasi | 1 |
| 4800 | Pt-Gluk-R6 | Glukoosi-koee, oraalinen, raskaudenaikainen | 1 |
| 646 | Pt-MIT | Maksimmuunitutkimus | 1 |
| 1026 | S -ALAT | Alaniiniaminotransferaasi | 2 |
| 1128 | S -ASAT | Aspartaattiaminotransferaasi | 4 |
| 1216 | S -CRP | C-reaktiivinen proteiini | 3 |
| 1489 | S -GT | Glutamyyliitransferaasi | 2 |
| 2313 | S -LKMAb | Maksa- ja munuaismikrosomi, vasta-aineet | 1 |
| 2502 | S -PROG | Progesteroni | 1 |
| 2836 | S -T4-V | Tyrokksiini, vapaa | 1 |
| 2832 | S -TSH | Tyreotropiini | 1 |

OHJEET

Komentopaneelissa olevasta *Apua!* -painikkeen alta löytyy Medix Extran -käyttöohje sekä ohje, jossa kerrotaan, mitkä tutkimukset voidaan lähettää samassa putkessa (esim. S-T4-V ja S-TSH).

Voit myös harjoitella Medix Extran käyttöä **koepotilailla**, jolloin henkilötunnuksina tulee käyttää seuraavia:

010101-0101, 020202-0202, ...,090909-0909

LOPETA

Lopeta -painikkeella poistut järjestelmästä ja voit lopettaa koko istunnon tai kirjautua ohjelmaan uudelleen.

Huom! Jos järjestelmän käytössä pidetään 30 minuutin tauko, istunto päättyy automaattisesti.