

Arvoisa asiakas,

### Säilytys- ja lähetysohjeet muuttuvat

#### Tuumoriin liittyvä trypsiini-inhibiittori

**S -TATI**            **KL 3592**

**U -TATI**            **KL 3593**

Muutamme S -TATI ja U -TATI -näytteiden säilytys- ja lähetysohjetta alla olevan ohjeen mukaiseksi.

### Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy enintään vuorokauden jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Pakastettu näyte lähetetään pakastelähetyksenä.

Muutos astuu voimaan heti.

#### Tiedustelut:

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen

puh. 050 431 4532

heidi.konttinen@medix.fi