

Arvoisa asiakas,

**Tutkimuksen tekopaikkamuutos**

**Flekainidi**  
**S -Flekain**      **KL 3702**

Siirrämme tutkimuksen tehtäväksi alihankintalaboratorioon. Muutoksen myötä tutkimuksen menetelmä muuttuu ja vastausaika lyhenee. Viitearvot pysyvät ennallaan.

**Näyte**                      0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta. Muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

**Säilytys ja lähetys**      Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

**Menetelmä**                LC-MS/MS

**Tekotiheys**                4 x vko

**Vastausaika**                5 arkipäivää

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 6.2.2018 ja siitä eteenpäin.

**Tiedustelut:**

kemisti Antti Leinonen  
puh. 040 590 6577  
antti.leinonen@medix.fi

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen  
puh. 050 431 4532  
heidi.konttinen@medix.fi