

Arvoisa asiakas,

**Viitearvot muuttuvat****Tyreoglobuliini****S -Tygl**            **KL 2828**

Osatutkimus

Tyreoglobuliini, vasta-aineet

S -TyglAb            KL 2829

Tutkimus S -Tygl siirtyy tehtäväksi Tallinnan laboratorioomme. Tekopaikkamuutoksen yhteydessä menetelmä, viitearvot, näytteen säilytys- ja lähetysohjeet, tekotiheys ja vastausaika muuttuvat. Tutkimuksen muut tiedot säilyvät ennallaan.

Yksittäisten potilaiden kohdalla menetelmämuutos voi näkyä muutoksena tulostasossa; keskimäärin tulostaso nousee. Suosittelemme seurannassa olevilta potilailta seurantanäytteen ottamista mahdollisimman pian uuden tulostason määrittämiseksi.

Osatutkimuksessa S -TyglAb ei tapahdu muutoksia.

**Näyte**                            1 ml (minimi 0,5 ml) seerumia. Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta näyte on eroteltava geelin päältä heti (viimeistään 8 h kuluessa) sentrifugoinnin jälkeen.

**Säilytys ja lähetys**        Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

**Menetelmä**                    CLIA

**Viitearvot**

|  |
|--|
| <b>S -Tygl viitearvot</b><br><b>26.9.2019 asti</b> |
|--|

|                 |
|-----------------|
| 1.6 - 61.3 µg/l |
|-----------------|

|  |
|--|
| <b>S -Tygl uudet viitearvot</b><br><b>27.9.2019 alkaen</b> |
|--|

|              |
|--------------|
| alle 55 µg/l |
|--------------|

**Tekotiheys**                    arkipäivisin (ma-pe)

**Vastausaika**                    3 arkipäivää

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 27.9.2019 ja siitä eteenpäin.

**Tiedustelut:**

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen

puh. 050 431 4532

heidi.konttinen@medix.fi