

## Asiakastiedote

44/2019

10.10.2019

Sivu 1/1

Arvoisa asiakas,

## Viitearvo- ja yksikkömuutos

## Osmolaliteetti

S -Osmol KL 2443

U -Osmol KL 2444

nU-Osmol KL 2442

poistuva tutkimus

Siirrämme tutkimukset tehtäväksi toiseen alihankintalaboratorioon (MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen) ja poistamme samassa yhteydessä valikoimasta tutkimuksen nU-Osmol. Viitearvot sekä näytteiden säilytys- ja lähetysohjeet muuttuvat. Tietoteknisistä syistä johtuen muutamme samalla tutkimusten uudeksi yksiköksi **mosm/kg** (ent. mosm/kg H<sub>2</sub>O). Muut tiedot säilyvät ennallaan. Tutkimus on akkreditoitu uuden tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

**Säilytys ja lähetys** Seerumi- ja virtsanäytteet säilyvät jääkaapissa 7 vrk, lähetys kylmälähettyksenä. Pakastaminen ei pidennä näytteen säilyvyyttä.

## Viitearvot

Viitearvot ja yksikkö 31.10.2019 asti		
S -Osmol	kaikki	285 - 300 mosm/kg H <sub>2</sub> O
U -Osmol	alle 2 v.	50 - 600 mosm/kg H <sub>2</sub> O
	≥ 2 v.	50 - 1200 mosm/kg H <sub>2</sub> O

Uudet viitearvot ja yksikkö 1.11.2019 alkaen	
S -Osmol	280 - 300 mosm/kg
U -Osmol	50 - 1200 mosm/kg

Viitearvo- ja yksikkömuutos koskee niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 1.11.2019 ja siitä eteenpäin. Näytteitä tutkimuspyynnöllä nU-Osmol otetaan viimeisen kerran vastaan 28.10.2019.

**Tiedustelut:**

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen

puh. 050 431 4532

heidi.konttinen@medix.fi