

## Asiakastiedote

3/2020

20.1.2020

Sivu 1/1

Arvoisa asiakas,

### **Hemoglobiini-A1c tutkimus: poikkeavien näytteiden vastaustapa muuttuu**

**Hemoglobiini-A1c, verestä**  
**B -HbA1c**                      **KL 6128**

Mikäli potilaan näytteessä on jokin HPLC-määritystä häiritsevä hemoglobiinivariantti, vastaamme tuloksen jatkossa lausunnolla. Lausunnon yhteydessä annamme numeerisen tuloksen, jota voidaan käyttää diabeteksen sokeritasapainon muutosten pitkäaikaisseurannassa. Saatua tulosta ei voi verrata viitearvoon, koska potilaan Hb-variantti aiheuttaa testissä analyttisen virheen.

Mikäli potilaan näytteessä on määritystä häiritsevä hemoglobiinivariantti, HbA1c-arvon määrittämiseen suosittelemme entsyymaattista mittausmenetelmää.

Entsyymaattinen menetelmä:

**Hemoglobiini -A1c, entsyymaattisella menetelmällä.**  
**B -HbA1c-e**                      **ATK 10485**

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 3.2.2020 ja siitä eteenpäin.

#### **Tiedustelut:**

Ammattilaisneuvonta  
puh. (09) 52 561  
asiakaspalvelu@medix.fi

#### **Hintatiedustelut (tarvittaessa):**

asiakasyhteyspäällikkö Anne Knaapila  
puh. 050 409 0864  
anne.knaapila@synlab.fi