

## Asiakastiedote

7/2020

5.2.2020

Sivu 1/1

**Arvoisa asiakas,**

### **Tarkennus P -ACTH näytteen käsittely- ja lähetysohjeeseen**

**Adrenokortikotropiini**  
**P -ACTH      KL 1020**

P -ACTH näytteen käsittely- ja lähetysohje on muuttunut. Jatkossa näytettä ei tarvitse enää jakaa kahteen erilliseen putkeen ennen pakastamista, vaan näyte voidaan lähettää yhdessä putkessa.

Muutos tulee voimaan heti.

#### **Tiedustelut:**

Ammattilaisneuvonta

puh. (09) 52 561

asiakaspalvelu@medix.fi