

Asiakastiedote

9/2020

11.2.2020

Sivu 1/1

Arvoisa asiakas,

Menetelmä- ja viitearvomuutos**Lipoproteiini, apo A1**
fS-LipoA1 KL 2247**Lipoproteiini, apo B**
fS-LipoB KL 2248

Tutkimukset siirtyvät tehtäväksi Tallinnan laboratorioomme. Tekopaikkamuutoksen yhteydessä menetelmä, viitearvot, näytteen säilytys- ja lähetysohjeet, tekotiheys ja vastausaika muuttuvat. Tulokset ja viitearvot ilmoitetaan jatkossa yhden desimaalin tarkkuudella.

Menetelmä Nefelometrinen**Viitearvot**

Viitearvot 24.2.2020 asti			Uudet viitearvot 25.2.2020 alkaen		
fS-LipoA1	miehet	1.04 - 2.02 g/l	fS-LipoA1	miehet	1.1 - 2.1 g/l
	naiset	1.08 - 2.25 g/l		naiset	1.3 - 2.1 g/l
fS-LipoB	miehet	0.66 - 1.33 g/l	fS-LipoB	miehet	0.6 - 1.4 g/l
	naiset	0.60 - 1.17 g/l		naiset	0.6 - 1.3 g/l

Säilytys ja lähetyk Näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetyk huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetyk pakastettuna. Näytteen toistuvaa sulattamista ja jäädyttämistä tulee välttää.

Tekotiheys 1 x vko**Vastausaika** 6 arkipäivää

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 25.2.2020 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen
puh. 050 431 4532
heidi.konttinen@synlab.fi