

**Asiakastiedote**  
**29/2022**  
**21.3.2022**  
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

## Tekopaikka- ja lähetysohjemuutos

**Fibriinin D-dimeerit**  
**P -FiDD KL 4113**

Muutos koskee Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä

Siirämme tutkimuksen tehtäväksi SYNLAB:n Tallinnan keskuslaboratorioon. Tutkimuksen menetelmä ja viitearvo pysyvät samoina.

### Uusi säilytys ja lähetysohje

Näyte erotellaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen ja säilytetään kylmässä.

**Kylmälähetys.** Näytteen on oltava perillä vuorokauden sisällä näytteenotosta. Jos näyte pakastetaan pidempää säilytystä varten, on se pakastettava 4 h sisällä näytteenotosta. Tällöin kuljetus pakastettuna.

Muutos koskee niitä näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 7.4.2022 alkaen.

### Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta  
p. 020 734 1550  
[ammattilaisneuvonta@synlab.fi](mailto:ammattilaisneuvonta@synlab.fi)