

Asiakastiedote

63/2022

8.6.2022

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Näytteenotto-ohjeistukseen ja vastaamiseen tulee muutoksia

Eturauhassyöpätesti Stockholm 3

Pt-STHLM3 ATK 10281

Osatutkimus

S -Score ATK 10282

Muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

STHLM3 -testi on diagnostinen testi eturauhassyövän riskin määrittämiseksi. Tutkimus ennustaa syövän pahanlaatuisuutta sekä vähentää eturauhasbiopsioiden tarvetta. STHLM3 -testi kertoo hoitoa vaativan eturauhassyövän todennäköisyyden prosentteina. Lisäksi tutkimuksesta annetaan lausunto, jossa arvioidaan eturauhassyöpäriskin suuruus asteikolla: matala, normaali tai kohonnut. Jatkossa myös PSA-tulos ilmoitetaan vastauksen yhteydessä.

Näytelaatuun sekä -käsittelyyn tulee muutoksia. Päivitämme myös näytteen mukana lähetettävän lähetteen, joka löytyy kotisivuiltamme.

Näyte

Tutkimusta varten otetaan kaksi 5/4 ml EDTA-näyteputkea. Sentrifugoi toinen EDTA-putkista (10 min, 2000 G). Erottele sentrifugoidusta putkesta plasmaa (vähintään 1,5 ml) erotteluputkeen. Eroteltu plasma ja EDTA-kokoverinäyte pakastetaan (-20°C) pystyasennossa.

Näytteet säilytetään ja lähetetään pakastettuina samassa näytelähetyksessä.

Muutokset tulevat voimaan 22.6.2022.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi