

Asiakastiedote

64/2022

14.6.2022

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Säilytys- ja lähetysohje muuttuu

Haloperidoli

S -Halop KL 3949

Muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Muutamme S -Halop -näytteiden säilytys- ja lähetysohjetta alla olevan ohjeen mukaiseksi.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen (maks. 3 kk) säilytys pakastettuna, jolloin myös
lähetys pakastettuna. Toistuvaa sulatus-pakastussykliä on vältettävä.

Muutos astuu voimaan heti.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi