

Asiakastiedote

122/2022

2.12.2022

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Säilytys- ja lähetysohje muuttuu

**Alkalinen fosfataasi, luuspesifinen
S -AFOSluu KL 4502**

Muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Muutamme S -AFOSluu -näytteiden säilytys- ja lähetysohjetta alla olevan ohjeen mukaiseksi.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 2 vrk, lähetys kylmälähetyksenä.
Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna

Muutos astuu voimaan heti.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi