

Asiakastiedote
135/2023
20.1.2023
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Menetelmä-, viitearvo- sekä säilytys- ja lähetysohjemuutos

Teofylliini
S -Teofy **KL 2733**

Muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Alihankintalaboratoriomme on päivittänyt S -Teofy tutkimuksen menetelmän ja viitearvot sekä säilytys- ja lähetysohjeen.

Näyteastia	Seerumiputki
Näyte	1 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan yleensä ennen seuraavaa lääkemannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus).
Säilytys ja lähetys	Näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetys kylmälähetystenä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.
Menetelmä	CEDIA
Viitearvot	44 – 110 umol/l Ennenaikaisesti syntyneet: 28 – 61 umol/l Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 110 umol/l.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 27.1.2023 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut
Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi