

Asiakastiedote
23/2023
29.3.2023
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Menetelmä- ja viitearvomuutos

Alzheimerin taudin diag. merkkiaineet

Li-Alzheim **ATK 9490**

Osatutkimukset

Li-BAm42 **KL 4811**

Li-BAm40 **ATK 10388**

Li-BA42/40 **ATK 10389**

Li-Tau **KL 4810**

Li-FosTau **KL 4809**

Tiedote koskee Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Alihankintalaboratoriomme on ilmoittanut tutkimuksen Li-Alzheim menetelmämuutoksesta. Menetelmämuutoksen myötä tutkimuksen viitearvot muuttuvat.

Menetelmä Elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

Viitearvot

Osatutkimus	Uudet viitearvot	Vanhat viitearvot
Li-BAm42	> 599 pg/ml	> 630 pg/ml
Li-BAm40	ei viitearvoa käytettävissä	ei viitearvoa käytettävissä
Li-BA42/40	> 0,062	> 0,1
Li-Tau	< 404 pg/ml	< 452 pg/ml
Li-FosTau	< 56,5 pg/ml	< 61 pg/ml

Muutokset koskevat 3.4.2023 alkaen vastattavia tuloksia.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi