

Asiakastiedote
27/2023
02.05.2023

Arvoisa asiakas,

Menetelmä- ja viitearvomuutos

Angiotensiini-1-konvertaasi

fS-ACE	KL 1092
Pf-ACE	KL 3440
Li-ACE	KL 3426

Muutokset koskevat Helsingin ja Tallinnan keskuslaboratorioihin lähetettäviä näytteitä.

Angiotensiini-1-konvertaasi (ACE) -tutkimusten menetelmä, tulostaso ja viitearvot muuttuvat. Näytteet mitataan jatkossa kineettisellä fotometrisellä menetelmällä. Seeruminäytteille tulee erillinen lasten viitearvoryhmä. Likvornäytteiden analysointi siirtyy alihankintaan.

Jatkossa seerumi- ja pleuranestenäytteiden tulostaso on keskimäärin n. 10 % aiempaa korkeampi, minkä vuoksi myös viiteväli muuttuu. Yksittäisillä potilailla muutos voi olla suurempi tai erisuuntainen. Seurannassa olevan potilaan tulostaso voidaan varmistaa toistomittauksilla.

Uudet viitearvot:

fS-ACE Aikuiset (yli 18 v): 20 – 70 U/l
Lapset (6kk – 18 v): 29 – 112 U/l

Pf-ACE: alle potilaan samaan aikaan otetun fS-ACE -pitoisuuden

Li-ACE: alle 4 U/l

Huomioithan, että jatkossa seeruminäytteille lyhenne on fS-ACE ja näytteenä paastoseerumi.

Muutokset koskevat näytteitä, jotka saapuvat laboratorioihimme 25.5.2023 alkaen.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi