

**Asiakastiedote**

**40/2023**

**16.06.2023**

Sivu 1(1)

**Arvoisa asiakas,**

## **Näytteiden suojaaminen korkeilta kuljetuslämpötiloilta**

Lämpimän sään vallitessa on tärkeää pakata näytteet huolellisesti niin, ettei niiden säilytyslämpötila pääse kohoamaan yli +25°C. Tarvittaessa lähettämiseen on suotavaa käyttää kylmäkuljetussettiä ja jääkaappilämpötilaisia (+4–8°C) kylmävaraajia. Postipaketit tulee toimittaa aina toimipisteisiin.

Esimerkiksi punasolujen tilavuus (MCV) suurenee nopeasti näytteen ollessa lämpimässä ja tämä on syytä ottaa tulosten arvioinnissa huomioon.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 15.6.2023 ja siitä eteenpäin.

### **Tiedustelut**

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

[ammattilaisneuvonta@synlab.fi](mailto:ammattilaisneuvonta@synlab.fi)