

**Asiakastiedote****78/2023****13.12.2023**

Sivu 1(2)

Arvoisa asiakas,

**Muutoksia tutkimustietoihin****Ameeba, vasta-aineet****S -AmebAb KL 1053****Gangliosidi GM1, vasta-aineet****S -GangAb KL 4116****STT koodi: 11188****Human herpesvirus 6, vasta-aineet****S -HHV6Ab KL 4409****Desmogleiini, vasta-aineet****S -DsgAb KL 4804**

Vaihdamme tutkimusten tekopaikkoja. Jatkossa tutkimukset ovat akkreditoituja. Alla olevaan taulukkoon on listattu tekopaikkavaihdosten aiheuttamat muutokset:

<b>Tutkimus</b>	<b>Muutos</b>	<b>Uudet tiedot</b>
S -AmebAb KL 1053	Tutkimuksen menetelmä, viitearvo sekä yksikkö muuttuvat. Säilytys- ja lähetystietoihin tulee muutoksia.	Menetelmä: ELISA Viitearvot: <10 U Säilytys ja lähetys: Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Lähetys kylmälähetystenä tai pakastettuna. Pakastettu näyte säilyy 4 viikkoa.
S -GangAb KL 4116, STT koodi: 11188 Osatutkimukset S -GangAbG KL 4397, S -GangAbM KL 4398	Tutkimuksen menetelmä, viitearvot sekä yksikkö muuttuvat.	Menetelmä: Immunoblottaus Viitearvot: Negatiivinen Tekotiheys: 1 x vko Vastausaika: 13 arkipäivää
S -DsgAb KL 4804 Osatutkimukset S -Dsg1Ab KL 4805, S -Dsg3Ab KL 4806	Vastausaika lyhenee. Menetelmä, viitearvot sekä yksikkö muuttuvat.	Menetelmä: Immunofluoresenssi (IFT) Viitearvot: <10 titteri Tekotiheys: 5 x vko Vastausaika (arkipäivää): 5

**Asiakastiedote****78/2023****13.12.2023**

Sivu 2(2)

<b>Tutkimus</b>	<b>Muutos</b>	<b>Uudet tiedot</b>
S -HHV6Ab KL 4409 Osatutkimukset S -HHV6AbG KL 4580, S -HHV6AbM KL 4582	Menetelmä, viitearvot sekä yksikkö muuttuvat. Säilytys- ja lähetystietoihin tulee muutoksia.	Menetelmä: Immunofluoresenssi (IFT) Viitearvot: <10 titteri Säilyvyys ja lähetys: Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Lähetys kylmälähetyksenä tai pakastettuna. Pakastettu näyte säilyy 4 viikkoa.

Muutokset koskevat 10.1.2024 alkaen saapuvia näytteitä.

Kiitos yhteistyöstä.

**Tiedustelut**

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi