

Asiakastiedote
67/2024
1.10.2024
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Menetelmä- ja vastaustapamuutos

Francisella tularensis, vasta-aineet
S -FrtuAb KL 2816

Alihankintalaboratoriomme on ilmoittanut menetelmämuutoksesta käytössä olleen reagenssin valmistuksen loppumisen vuoksi. Uusi menetelmä on kvalitatiivinen ja se mittaa IgG-, IgM- ja IgA-luokan tularemiaspesifisiä kokonaisvasta-aineita, mutta ei eritele niitä. Vastaustapa muuttuu oheisen taulukon mukaisesti. Tulokseen liitetään lausunto.

Menetelmä EIA

Vastaustapa	Vanha menetelmä	Uusi menetelmä
Positiivinen	≥ 20 titteri	POS
Raja-arvoinen	-	POS/NEG
Negatiivinen	< 20 titteri	NEG

Muutos astuu voimaan heti.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut
Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi