

Asiakastiedote 7/2025

5.2.2025

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Menetelmä- ja viitearvomuutos

**Koriongonadotropiini-B-alayksikkö, vapaa
S -hCG-B-V KL 4235**

Siirrämme tutkimuksen tehtäväksi toiseen alihankintalaboratorioon. Tekopaikkamuutoksen seurauksena tutkimuksen menetelmä ja viitearvo muuttuvat. Lisäksi näytteen käsittelyyn, säilytykseen ja vastausaikaan tulee muutoksia. Alla on lueteltu muuttuvat tiedot.

Näyteastia	Seerumiputki
Säilytys ja lähetys	Säilytys jääkaapissa 1–2 vrk. Lähetys huoneenlämmössä, jos lähetetään näytteenottopäivänä. Näytteenoton jälkeisenä päivänä lähetys kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
Menetelmä	Immunofluorometrinen
Tekotiheys	Kerran viikossa
Vastausaika	5–7 arkipäivää
Viitearvot	Alle 2 pmol/l

Muutokset koskevat näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 5.3.2025 alkaen.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi