

**Asiakastiedote**

**24/2025**

**7.4.2025**

Sivu 1(1)

**Arvoisa asiakas,**

## **Muutoksia tutkimusten säilytys- ja lähetystiedoissa**

Muutamme S -SCC-Ag, cU/dU/U-A1Miglo, S -Vorikon, S -MetMal, S -Gabapen-tutkimusten säilytys- ja lähetystietoja alihankintalaboratorion ilmoittamien tietojen mukaisiksi. Alla on lueteltu muuttuvat tiedot tutkimuksittain.

### **Squamous cell carcinoma, antigeeni**

**S -SCC-Ag KL 3639**

Säilytys 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

### **Alfa-1-mikroglobuliini**

**cU-A1Miglo KL 4755**

**dU-A1Miglo KL 4756**

**U -A1Miglo KL 4757**

Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Koska näyte ei sisällä säilöntäaineita, suosittelemme kylmäkuljetusta. Näytettä ei saa pakastaa.

### **Vorikonatsoli**

**S -Vorikon KL 6167**

Näyte suojataan valolta. Näyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

### **Metyylimalonaatti**

**S -MetMal KL 4147**

Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

### **Gabapentiini**

**S -Gabapen KL 4630**

Näyte säilyy huoneenlämmössä 3 vrk, jääkaapissa 7 vrk. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Muutokset tulevat voimaan heti. Kiitos yhteistyöstä.

### **Tiedustelut**

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi