

**Arvoisa asiakas,**

### **Muutos tulostasossa**

#### **Tymidiinikinaasi S -TymidK      KL 3654**

Reagenssivalmistaja on huomannut tymidiinikinaasin tulostason liukuneen ylöspäin ja on sen takia uudelleen standardisoinut menetelmänsä. Keskimääräinen tulostaso laskee noin 20 % nykyisestä. Selvästi viiterajan ylittävissä tuloksissa muutos on pienempi. Viitearvo alle 8 U/l ei muutu.

Säilytämme analysoidut potilasnäytteet pakastettuina puolen vuoden ajan 21.11.2013 lähtien. Erikseen pyydettyessä määritämme edellisen näytteen samanaikaisesti uuden näytteen kanssa. Mikäli edellinen näyte on otettu ed. päivämäärää aikaisemmin, suosittelemme seurantanäytteen ottamista lyhyemmällä aikavälillä uuden tulostason määrittämiseksi.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 28.1.2014 ja siitä eteenpäin.

#### **Tiedustelut:**

kemisti Satu Candelin  
puh. 050 401 0726  
satu.candelin@medix.fi

#### **Hintatiedustelut:**

asiakasyhteyspäällikkö Anne Knaapila  
puh. 050 409 0864  
anne.knaapila@medix.fi