

Arvoisa asiakas,

Tutkimusten lopettaminen

Trichomonas ja Candida, viljely
FI-TrHiVi KL 3512

Trichomonas, viljely
-TricVi KL 4936

Trichomonas- ja Candida- sekä Trichomonasviljely (FI-TrHiVi, -TrichVi) lopetetaan, koska tutkimuksissa käytettävän Vagicult[®]-putken saatavuus loppuu.

Hiivaviljelyn (FI-TrHiVi) ongelmana on ollut lisäksi liemikasvatuksen taipumus rikastaa pienetkin hiivamäärät ja tästä on seurannut hiivavaginiitin mahdollista yliagnostisointia. Candida, viljely-tutkimuksessa (-CandVi KL 1628) ei käytetä rikastusta vaan maljaviljelyä. Hiivavaginiitin diagnostiikkaan suosittelemmekin tätä Candidaviljelyä.

Trichomonas-viljelynäytteen (FI-TrHiVi, -TrichVi) lisäongelmana on ollut näytteen arkuus kylmälle. Uusi nukleiinihappotutkimus Trichomonas vaginalis, nukleiinihappo (kval) (ATK 9086) on aiempia viljelyyn ja mikroskopiaan perustuneita tutkimuksia herkempi ja mahdollistaa näytteen lähetyksen ilman erityisiä lämpötilavaatimuksia. TrvaNhO- tutkimus on esitelty Asiakastiedotteessa 13/2013.

Varastossamme ei enää ole Vagicult[®]-putkia. Mikäli meille lähetetään FI-TrHiVi tai – TrichVi Vagicult[®]-putkessa, jonka säilyvyysaika ei ole vielä ylittynyt, tutkimme näytteen normaalisti.

Tiedustelut:
sairaalamikrobiologi Anna Muotiala
puh. 050 358 1605
anna.muotiala@medix.fi

Hintatiedustelut:
asiakasyhteyspäällikkö Anne Knaapila
puh. 050 409 0864
anne.knaapila@medix.fi