

Arvoisa asiakas,

Näytteiden suojaaminen korkeilta kuljetuslämpötiloilta

Lämpimän sään vallitessa on tärkeää pakata näytteet huolellisesti niin, ettei niiden säilytyslämpötila pääse kohoamaan yli +25°C. Tarvittaessa lähettämiseen on suotavaa käyttää kylmäkuljetussettiä ja jääkaappilämpötilaisia (+4-8°C) kylmävaraajia.

Esimerkiksi punasolujen tilavuus (MCV) suurenee nopeasti näytteen ollessa lämpimässä ja tämä on syytä ottaa tulosten arvioinnissa huomioon.

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu

puh. (09) 525 61

asiakaspalvelu@medix.fi