

Arvoisa asiakas,

**Menetelmä-, viitearvo-, säilytyslämpötila-, lähetyslämpötila- ja vastausaikamuutoksia**

Vuodenvaihteessa voimaan astuvien Kuntalain muutosten johdosta tiedotteessa olevien tutkimusten alihankintapaikka muuttuu. Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on **13.1.2015** ja siitä eteenpäin.

Alla olevaan taulukkoon on koottu tutkimuskohtaiset muutokset.

KL / atk	Lyhenne	Tutkimus	Menetelmä	Säilytys ja lähetys	Uudet viitearvot	Tekokerrat	Vastusaika (arkipäivää)
2362	S -OvarAb	Munasarja, vasta-aineet			1: < 10 tiitteri	3 x vko	6
1399	P -Fibr	Fibrinogeeni	Hyytymisajan mittaaminen trombiini- ja CaCl <sub>2</sub> -lisäyksen jälkeen		2.0 - 4.0 g/l	3-4 x vko	3
4949	S -IgLc-V	Immunoglobuliini, kevytketjut, vapaat	Immuno-nefelometria	K (7 vrk) / P		3-4 x vko	3
4966	S -IgLcK-V	Immunoglobuliini, kevytketjut, Kappa, vapaat			3.3 - 19.4 mg/l		
4950	S -IgLcL-V	Immunoglobuliini, kevytketjut, Lambda, vapaat			5.7 - 26.3 mg/l		
9726	S -K/L-s-V	Kappa-lambda-suhde			0.26 - 1.65		
3828	P -AntiFXa	Antifaktori X-aktiivisuus				3-4 x vko	3

**Huomioi viitearvo muuttuu**

KL / atk	Lyhenne	Tutkimus	Uudet viitearvot
1736	U -BAa	Butoksietikkahappo	Altistumattomien viiteraja 1 mmol/mol kreat.

**Huomioi säilytys- ja lähetyslämpötilat ja B6-vitamiinitutkimuksessa käyttöönotettava kuntaliiton tutkimusnumero**

KL / atk	Lyhenne	Tutkimus	Säilytys ja lähetys
3594	S -Osteoca	Osteokalsiini	Säilytetään pakastettuna ja lähetetään pakastettuna
6163	S -Itrakon	Itrakonatsoli	Säilytetään pakastettuna ja lähetetään pakastettuna
<b>6080</b>	fP-B6-Vit	B6-vitamiini (Pyridoksaalifosfaatti+pyridoksaali)	Säilytetään pakastettuna ja lähetetään pakastettuna

**Tiedustelut:**

sairaalakemisti Lena Lindroth-Vesterinen  
puh. (09) 525 6228  
lena.lindroth-vesterinen@medix.fi

**Hintatiedustelut:**

asiakasyhteyspäällikkö Anne Knaapila  
puh. 050 409 0864  
anne.knaapila@medix.fi