

Arvoisa asiakas,

Menetelmä-, viitearvo- ja yksikkömuutos

Herpes simplex virus 1 ja 2, vasta-aineet

S -HSVAb **KL 1615**

Osatutkimukset

S -HSV1AbG KL 1862

S -HSV2AbG KL 1864

S -HSVAbM KL 4406

Vaihdamme Herpes simplex viruksen vasta-aineiden määrittämenetelmän automatisoidumpaan kemiluminisenssi-immunomääritykseen. Uuden menetelmän myötä viitearvot ja yksikkö muuttuvat. Muilta osin tutkimus säilyy ennallaan.

Menetelmä:

Kemiluminisenssi-immunomääritys (CLIA)

Viitearvot:

S -HSV1AbG alle 0.9 AU

S -HSV2AbG alle 0.9 AU

S -HSVAbM negatiivinen

Tuloksesta annetaan aina lausunto.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 16.9.2015 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

kemisti Sanna Valtanen

puh. 050 430 6907

sanna.valtanen@medix.fi