

Arvoisa asiakas,

**Tekopaikka-, menetelmä- ja viitearvomuutoksia****Natriureettinen peptidi, B-typin N-terminaalinen propeptidi****P -proBNP KL 4760****Erytropoietiini****S -EPO KL 1339**

Natriureettinen peptidi, B-typin N-terminaalinen propeptidi- ja seerumin erytropoietiini-tutkimukset siirretään alihankintaan. Tekopaikkamuutoksen yhteydessä proBNP:n menetelmä muuttuu ja molempien tutkimusten viitearvot muuttuvat.

**P -proBNP KL 4760****Näyte** 1 ml litiumhepariiniplasmaa, minimimäärä 0,5 ml.**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy enintään 3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna.**Menetelmä** Elektrokemiluminesenssiin perustuva immunokemiluminometrinen menetelmä**Tekotiheys** 4 - 5 x vko**Vastausaika** 2 arkipäivää**Viitearvot**

	ikäryhmä	viitearvo	
Naiset	alle 45 v	alle 116	ng/l
	45 - 54 v	alle 169	ng/l
	55 - 64 v	alle 247	ng/l
	65 - 74 v	alle 285	ng/l
	75 v ja yli	alle 738	ng/l
Miehet	alle 45 v	alle 63	ng/l
	45 - 54 v	alle 84	ng/l
	55 - 64 v	alle 161	ng/l
	65 - 74 v	alle 241	ng/l
	75 v ja yli	alle 486	ng/l

<b>S -EPO</b>	<b>KL 1339</b>
<b>Näyte</b>	1 ml seerumia, minimimäärä 0,5 ml.
<b>Säilytys ja lähetys</b>	Näyte säilyy enintään 3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna.
<b>Menetelmä</b>	Immunoluminometrinen (ILMA)
<b>Tekotiheys</b>	3 x vko
<b>Vastausaika</b>	5 arkipäivää
<b>Viitearvot</b>	4,3 - 29,0 IU/l

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on **19.1.2016** ja siitä eteenpäin.

**Tiedustelut:**

sairaalakemisti Lena Lindroth-Vesterinen  
puh. 050 376 3012  
lena.lindroth-vesterinen@medix.fi