
**Helicobacter pylori, nukleiinihappo (kval)
-HepyNhO****Tutkimuksen tarkoitus**

Tutkimuksella etsitään mahalaukun tulehdusta aiheuttavaa *Helicobacter pylori* -bakteeria. Bakteeri erittyy ulosteeseen, josta voidaan tehdä geenimonistukseen perustuva testi. Testi osoittaa sekä *H. pylori* -bakteerin ulosteesta että klaritromysiiniresistenssiä aiheuttavan mutaation bakteerissa. Testi löytää sekä infektion että auttaa häätöhoidon valinnassa.

Lääkkeitä, joita ei voi ottaa yhteen (1) vuorokauteen ennen tutkimusta

Suolahapon erityksen estäjät; Cytotec, Famotidin Hexal, Pepcid, Pepcid Duo, Ranisan, Ranitidin Mylan, Ranitidin Sandoz, Ranixal, Zantac.

Suolen motiliteettiin vaikuttavat lääkeaineet; Primperan, Prepulsid, Mestimon, Ubretid Takeda Pharma

Antasidit; Balancid Novum, Galieve, Gaviscon, Link, Magnesiummaito, Rennie

Limakalvon suoja-aineet; Antepsin

Lääkkeitä, joita ei voi ottaa kahteen (2) viikkoon ennen tutkimusta

Kuuriluonteiset antibioottihoidot

Protonipumpun estäjät; Esomeprazol, Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Gasterix, Lanzoprazol Actavis, Losec, Losec MUPS, Nexium, Omeprazol Actavis, Omeprazol Pensa, Omeprazol Ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omestad, Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Pensa, Pantoprazol Sandoz, Panzor, Pariet, Somac, Somac Control, Zolt.

Lääkkeitä, joita ei voi ottaa neljään (4) viikkoon ennen tutkimusta

Helikobakteerin häätöhoidot; Helipak A, Helipak K

Näytteenotto

- Ulosta laajaan astiaan, WC-paperiin tai muoville. Ulosteesta otetaan näyte välittömästi ulostuksen jälkeen. Vetinen ripuliuloste ei kelpaa näytteeksi.
- Ota käteen näytteenottotikku taittamalla näytteenottotikun suojaputken toisesta päästä punainen korkki katkoviivaa pitkin.



- Avaa eNATTM-kuljetusputken turkoosinvärinen korkki ja aseta putki pystyyn pöydälle.



- Työnnä punapäinen nukkatikku ulosteeseen siten, että tikkuun tarttuu ulostetta. Ulostetta ei saa olla liikaa.



Sopiva määrä ulostetta



Liikaa ulostetta

- Työnnä ulosteinen nukkatikku eNATTM-kuljetusputken säilytysnesteeseen ja sekoita hyvin. Sulje kuljetusputki huolellisesti turkoosilla korkilla. Näytteenottotikun voi heittää pois.
- Kirjoita putkeen nimi ja näytteenottopäivämäärä.
- Näytepurkki pakataan tiiviisti suljettavaan muovipussiin. Jättäkää lähete pussin ulkopuolelle.

Näytteen kuljetus ja säilytys

Näyte tuodaan laboratorioon tai näytteen pyytäneeseen poliklinikkaan mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen. Jos näytettä joudutaan säilyttämään kotona, se säilyy jääkaapissa 3 vuorokautta.