

Arvoisa asiakas,

Korjaus tutkimustietoihin

Sinkki, plasmasta

P -Zn KL 2639

Kotisivuillamme (<http://www.yml.fi>) olevassa tuotekuvauksessa on ollut virhe. Tutkimuksen P -Zn (KL 2639) menetelmäksi oli merkitty virheellisesti atomiabsorptiospektrometrinen (AAS). P -Zn määritetään käyttäen fotometristä menetelmää. Pyydämme teitä ystävällisesti huomioimaan korjatun menetelmätiedon.

Menetelmä fotometrinen

Tiedustelut:

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen

puh. 050 431 4532

heidi.konttinen@medix.fi