

Arvoisa asiakas,

Muistutamme sivelyvalmisteiden lähettämisestä B -TVK ja B -Diffi näytteiden mukana

**Täydellinen verenkuvat
B -TVK KL 3696**

**Leukosyytit, erittelylaskenta
B -Diffi KL 2225**

Haluamme muistuttaa, että TVK- ja Diffi- tutkimusten EDTA-näyteputkien mukana tulee lähettää veren sivelyvalmiste, jos näyte saapuu YML:ään vasta näytteenottoa seuraavana päivänä.

Joudumme jonkin verran vastaamaan TVK- ja Diffi-näytteitä Ei tehty-vastauksella, koska EDTA-putken mukana ei ole tullut tuoreesta näytteestä tehtyjä sivelyvalmisteita. YML:ssä näytteenottoa seuraavana päivänä vedetyssä valmisteessa solut ovat usein jo osin hajonneet ja luotettavaa vastausta solujakaumasta ei voida antaa. Näyte jää tällöin ilman vastausta. Verisolujen morfologia muuttuu pitkittyneessä EDTA-säilytyksessä, joten tuoreesta näytteestä vedetyt sivelyvalmisteet ovat tärkeitä, mikäli näyte vaatii manuaalista mikroskopiointia.

YML:n kotisivujen www.yml.fi laboratorioskäsi kirjasta löytyy opetusvideo sivelyvalmisteiden tekemisestä oikean työskentelytavan kertaamiseksi.

Tiedustelut:

sairaalakemisti Christel Pussinen
puh. 050 375 5607
christel.pussinen@medix.fi