

Arvoisa asiakas,

**Menetelmä- ja viitearvomuutos****HI-virus 1, nukleiinihappo (kvant)****P -HIV1Nh KL 4759****Hepatiitti B -virus, nukleiinihappo (kvant)****S -HBVNh KL 6043****Hepatiitti C -virus, nukleiinihappo (kvant)****S -HCVNh KL 1721****Hepatiitti C -virus, nukleiinihappo (kval)****S -HCVNhO KL 4314**

Alihankintalaboratoriomme käyttämä menetelmä on vaihtunut. Tutkimukset analysoidaan jatkossa Real-time TMA -menetelmällä. Menetelmämuutoksen myötä tutkimusten P -HIV1Nh, S -HCVNh ja S -HCVNhO detektiokynnykset ja tutkimuksen P -HIV1Nh viitearvot muuttuvat. Tutkimusten muut tiedot säilyvät ennallaan.

**Menetelmä** Real-time TMA**Detektiokynnys**

	<b>detektiokynnys 14.12. asti</b>	<b>detektiokynnys 15.12. alkaen</b>
P -HIV1Nh	20 kopiota/ml	30 kopiota/ml
S -HBVNh	10 IU/ml	10 IU/ml
S -HCVNh	15 IU/ml	10 IU/ml
S -HCVNhO	15 IU/ml	10 IU/ml

**Viitearvot**

	<b>Vanhat viitearvot</b>	<b>Uudet viitearvot</b>
P -HIV1Nh	< 20 kopiota/ml	< 30 kopiota/ml

Muutokset ovat astuneet voimaan 15.12.2017.

**Tiedustelut:**

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen  
puh. 050 431 4532  
heidi.konttinen@medix.fi

sairaalamikrobiologi Anna Muotiala  
puh. 040 575 2096  
anna.muotiala@medix.fi