

Arvoisa asiakas,

Tutkimuksen tekopaikkamuutos

Flekainidi
S -Flekain **KL 3702**

Siirrämme tutkimuksen tehtäväksi alihankintalaboratorioon. Muutoksen myötä tutkimuksen menetelmä muuttuu ja vastausaika lyhenee. Viitearvot pysyvät ennallaan.

Näyte 0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta. Muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä LC-MS/MS

Tekotiheys 4 x vko

Vastausaika 5 arkipäivää

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 6.2.2018 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

kemisti Antti Leinonen
puh. 040 590 6577
antti.leinonen@medix.fi

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen
puh. 050 431 4532
heidi.konttinen@medix.fi