

Arvoisa asiakas,

Biologisten lääkkeiden pitoisuus- ja vasta-ainenäytteiden säilytys- ja lähetysohjeet muuttuvat

Muutamme näytteiden säilytys- ja lähetysohjetta alla olevan ohjeen mukaiseksi. Jatkossa S -Etane -näytteiden säilytys- ja lähetysohje poikkeaa muiden biologisten lääkkeiden pitoisuus- ja vasta-ainenäytteiden ohjeistuksesta.

Abatasepti S -Abatas ATK 9025	Adalimumabi S -Adali KL 6382 S -AdaliAb KL 6379 S -AdaliPa ATK 9461	Golimumabi S -Golim ATK 9434 S -GolimAb ATK 9435
Infliksimabi S -Infli KL 6381 S -InfliAb KL 6380 S -InfliPa ATK 9462	Rituximabi S -Rituksi ATK 9058 S -RitukAb ATK 9059	Sertolitsumabi S -Serto ATK 9436 S -SertoAb ATK 9437
Tosilitsumabi S -Tocilit ATK 9020 S -TocilAb ATK 9021	Ustekinumabi S -Usteki ATK 9022 S -UstekAb ATK 9023	Vedolitsumabi S -VedolPa ATK 10209

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Pakastettu näyte lähetetään pakastelähetyksenä.

Etanersepti S -Etane ATK 9083

Säilytys ja lähetys

Eroteltu seerumi pakastetaan sentrifugoinnin jälkeen. Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Muutokset astuvat voimaan heti.

Tiedustelut:

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen
puh. 050 431 4532
heidi.konttinen@medix.fi