

Arvoisa asiakas,

**Viitearvot muuttuvat****Kollageeni I:n beta-karboksiterminaalinen telopeptidi**  
fP-CTx            ATK 9662

Alihankintalaboratoriomme on päivittänyt tutkimuksen fP-CTx viitearvot. Menetelmä (ECLIA) ja tutkimuksen muut tiedot säilyvät ennallaan.

**Viitearvot 6.8.2018 asti:**

<b>Naiset:</b>
alle 0.57 µg/l

<b>Miehet:</b>	
<b>ikä</b>	<b>viitearvot</b>
alle 50 v	alle 0.58 µg/l
50 - 69 v	alle 0.71 µg/l
≥ 70 v	alle 0.84 µg/l

**Uudet viitearvot 7.8.2018 alkaen:**

<b>Naiset:</b>	
<b>ikä</b>	<b>viitearvot</b>
< 17 v	ei viitearvoja käytettävissä
17 - 44 v	alle 0.57 µg/l
45 - 55 v	premenopaussi alle 0.57 µg/l postmenopaussi alle 1.00 µg/l
≥ 56 v	alle 1.00 µg/l

<b>Miehet:</b>	
<b>ikä</b>	<b>viitearvot</b>
< 17 v	ei viitearvoja käytettävissä
17 - 50 v	alle 0.58 µg/l
51 - 70 v	alle 0.70 µg/l
≥ 71 v	alle 0.85 µg/l

**Huomautus**

Korkeita biotiiniannoksia (> 5 mg/päivä) käyttävillä henkilöillä näytteenotto tulisi suorittaa aikaisintaan 8 tunnin kuluttua viimeisimmästä biotiiniannoksesta. Korkeiden biotiiniannosten on todettu häiritsevän avidiini-biotiinileimaa käyttävien vasta-ainetestien tulosten luotettavuutta.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 7.8.2018 ja siitä eteenpäin.

**Tiedustelut:**

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen  
puh. 050 431 4532  
heidi.konttinen@medix.fi