

Arvoisa asiakas,

**Menetelmä-, viitearvo- ja tulostasomuutos****Prokollageeni III:n aminoterminaalinen propeptidi  
S -PIIINP      KL 3682**

Alihankintalaboratoriomme vaihtaa IRMA menetelmän ELISA menetelmään. Menetelmämuutoksen vuoksi tutkimuksen viitearvot sekä säilytys- ja lähetysohjeet muuttuvat ja tulostaso laskee noin puoleen nykyisestä. Yksittäisen potilaan kohdalla muutoksen suunta ja suuruus voivat vaihdella. Tulostasomuutos tulee huomioida erityisesti seurantapotilaiden kohdalla. Suosittelemme seurannassa oleville potilaille tiheennettyä näytteenottoa uuden tulostason määrittämiseksi. Tutkimuksen muut tiedot säilyvät ennallaan.

**Säilytys ja lähetys**      Näyte säilyy huoneenlämmössä enintään 4 tuntia ja jääkaapissa 3 vuorokautta, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

**Menetelmä**                      ELISA

**Uusi viitearvo**                  alle 8.1 µg/l

Alihankintalaboratorio ei ilmoita lapsille erillisiä viitearvoja, mutta on hyvä huomioida, että alle kahden vuoden ikäisillä lapsilla PIIINP-pitoisuudet ovat korkeita johtuen syntymän jälkeisestä pehmytkudosten kasvusta ja tyypin III kollageenin kiihtyneestä aineenvaihdunnasta.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 16.4.2019 ja siitä eteenpäin.

**Tiedustelut:**

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen

puh. 050 431 4532

heidi.konttinen@medix.fi