

Arvoisa asiakas,

Tarkennus S -TymidK näytteen säilytys- ja lähetysohjeeseen

**Tymidiinikinaasi
S -TymidK KL 3654**

Olemme tarkentaneet S -TymidK näytteen säilytys- ja lähetysohjetta. Jos näyte on perillä laboratoriossamme 48 h sisällä näytteenotosta, näyte voidaan lähettää viileässä. Muussa tapauksessa näyte tulee lähettää laboratorioon pakastettuna.

Muutos tulee voimaan heti.

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
asiakaspalvelu@medix.fi