

Arvoisa asiakas,

Menetelmä- ja viitearvomuutos VZVAb- ja VZVAbG-tutkimuksissa

Vesirokkovirus, vasta-aineet

Infektiotutkimus

S -VZVAb	KL 2923
Osatutkimukset:	
S -VZVAbG	KL 4467
S -VZVAbM	KL 1806

Immunitteetitutkimus

S -VZVAbG	KL 4467
-----------	---------

Siirrämme S -VZVAb ja S -VZVAbG -tutkimukset tehtäviksi Tallinnan toimipisteeseemme. Samalla määrittymenelmä muuttuu ELISA-menetelmästä CLIA-menetelmäksi. Vaihdoksen myötä osatutkimusten viitearvoissa tapahtuu muutoksia. Tutkimuksen muut tiedot pysyvät ennallaan. Positiivisista vasta-ainetuloksista annetaan lausunto kuten ennenkin.

Vanhalla menetelmällä analysoidut S -VZVAb -näytteet analysoidaan rinnan uudella menetelmällä, jos potilaasta saapuu seurantanäyte 2 kk sisällä edellisestä näytteestä.

Osatutkimukset	Lyhenne	KL-numero	Vanha viitearvo ja yksikkö	Uusi viitearvo ja yksikkö 1.7.2019 alkaen
Vesirokkovirus, IgG vasta-aineet	S -VZVAbG	4467	alle 50 mIU/ml	alle 135 mIU/ml
Vesirokkovirus, IgM vasta-aineet	S -VZVAbM	1806	negatiivinen	alle 0.9

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 1.7.2019 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
asiakaspalvelu@medix.fi

sairaalamikrobiologi Heli Piiparinen
p. 040 922 3156
heli.piiparinen@medix.fi