

Arvoisa asiakas,

Menetelmä-, viitearvo- ja osatutkimusmuutos**Immunoglobuliini G, alaluokat****S -IgG-Sc KL 3192****Uudet osatutkimukset:****S -IgG1 KL 4225****S -IgG2 KL 4226****S -IgG3 KL 4227****S -IgG4 KL 4228**

Tutkimus kotiutetaan alihankinnasta Yhtyneet Medix Laboratorioihin. Muutoksen myötä menetelmä ja viitearvot muuttuvat. Samalla Immunoglobuliini G, kokonaismäärä immunoturbidometrisella menetelmällä (S -IgG, KL1676), jätetään pois osatutkimuksista.

Uusi menetelmä Immunonefelometria**Uudet viitearvot**

Ikä	IgG1 (g/l)	IgG2 (g/l)	IgG3 (g/l)	IgG4 (g/l)
1 - 5 kk	1.5 - 7.9	0.36 - 1.4	0.09 - 0.86	0.006 - 0.46
6 - 11 kk	1.7 - 5.8	0.26 - 1.3	0.10 - 0.92	0.004 - 0.37
12 - 17 kk	3.2 - 9.2	0.26 - 1.5	0.12 - 0.88	0.007 - 0.37
18 - 23 kk	2.6 - 7.8	0.42 - 2.2	0.11 - 0.97	0.017 - 0.75
2 v	2.7 - 9.4	0.44 - 1.9	0.09 - 0.63	0.023 - 0.59
3 v	2.8 - 13.7	0.44 - 3.0	0.13 - 0.84	0.005 - 1.14
4 - 5 v	3.8 - 11.7	0.73 - 2.9	0.13 - 0.75	0.013 - 1.57
6 - 8 v	4.2 - 9.9	0.63 - 3.5	0.17 - 0.88	0.010 - 1.21
9 - 11 v	3.6 - 11.2	0.89 - 3.6	0.23 - 0.83	0.052 - 1.56
12 - 17 v	3.9 - 10.0	1.02 - 4.5	0.14 - 1.02	0.061 - 1.86
≥ 18 v	4.0 - 10.1	1.69 - 7.9	0.11 - 0.85	0.03 - 2.01

Tekotiheys 1 x vko**Vastausaika** 5 arkipäivää

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 4.9.2019 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu

puh. (09) 52561

asiakaspalvelu@medix.fi

kemisti Marika Havana

puh. 050 349 8446

marika.havana@medix.fi