

Asiakastiedote**82/2025****15.12.2025**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Menetelmä-, viitearvo- ja säilytysohjemuutos**Kromograniini A**
fP-CgA KL 6041

Siirrämme tutkimuksen tehtäväksi SYNLABin laboratoriossa Tallinnassa. Tekopaikkamuutoksen myötä menetelmä, viitearvot sekä säilytys- ja lähetysohje muuttuvat. Vastausajan arvioidaan olevan hiukan nykyistä lyhyempi.

Tulostaso uudella TRACE-menetelmällä on noin 56 % nykyistä ELISA-menetelmää matalampi. Suosittelemme seurannassa oleville potilaille tihennettyä näytteenottoa uuden tulostason määrittämiseksi.

Säilytys ja lähetys Plasmanäytettä voi säilyttää jääkaapissa, mikäli se lähetetään tutkittavaksi näytteenottopäivänä. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä TRACE**Tekotiheys** 2 x vko**Vastausaika** 2-5 arkipäivää**Viitearvot****Uudet viitearvot**

alle 1.6 nmol/l

Poistuvat viitearvot

alle 3.0 nmol/l

Muutokset koskevat niitä näytteitä, joiden tulokset vastataan 26.1.2026 alkaen.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi