

Asiakastiedote**6/2026****22.1.2026**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,**Muutoksia dengue- ja zikavirusvasta-ainediagnostiikassa****1. Uusi osatutkimus tutkimuspakettiin****Dengue- ja zikavirus, pakettitutkimus****S -DeZAgAb ATK 21554 STT 11184**

Alihankintalaboratorio on ilmoittanut uuden osatutkimuksen S -ZikaAbG lisäämisestä pakettitutkimukseen S -DeZAgAb. Zikavirus-IgG-vasta-aineet määritetään entsyymi-immunologisella (EIA) menetelmällä ja tulos vastataan kvalitatiivisesti (posit/negat).

Osatutkimukset 3.2.2026 alkaen		
S -DengAg	Denguevirus, antigeeni	ATK 21086
S -DengAbG	Denguevirus, IgG-vasta-aineet	KL 4627
S -DengAbM	Denguevirus, IgM-vasta-aineet	KL 1716
S -ZikaAbG (uusi)	Zikavirus, IgG-vasta-aineet	ATK 11394 STT11386
S -ZikaAbM	Zikavirus, IgM-vasta-aineet	ATK 21551

Huomioi, että alla oleva menetelmämuutos vaikuttaa osatutkimukseen S -DengAbG. Tutkimuksen muihin tietoihin ei tule muutoksia.

Muutokset koskevat pyyntöjä, jotka lähetetään laboratorioon 3.2.2026 ja siitä eteenpäin.

2. Menetelmämuutos paketin osatutkimukseen**Denguevirus, IgG-vasta-aineet****S -DengAbG KL 4627**

Alihankintalaboratorio on ilmoittanut S -DengAbG menetelmä- ja vastaustapamuutoksesta. Menetelmä vaihtuu IF-menetelmästä EIA-menetelmäksi ja tulos vastataan jatkossa kvalitatiivisesti (posit/negat). Muutos vähentää flavivirusten välisestä ristirektiivisuudesta johtuvia tulkinnallisia haasteita. Muutos koskee tutkimuspaketteja, joihin dengue-IgG-vasta-ainetutkimus sisältyy.

Pakettitutkimukset, joita muutos koskee		
S -DeZAgAb	S -Dengue- ja zikavirus, pakettitutkimus	ATK 21554
S -DengAb	S -Denguevirus, vasta-aineet	KL 3520
S -DenAgAb	S -Denguevirus, pakettitutkimus	ATK 9927

Muutokset koskevat tuloksia, joiden vastaamispäivä on 3.2.2026 ja siitä eteenpäin. Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi