

Asiakastiedote

9/2026

27.1.2026

Sivu 1(2)

Arvoisa asiakas,

Uusi ohjeistus samaan näyteputkeen otettavista tutkimuksista

Otamme käyttöön uudet yhdistelykoodit, joiden mukaan tietyt tutkimukset voidaan ottaa samaan näyteputkeen ja lähettää samalla näytetunnisteella analysoitavaksi.

Vaikka tutkimuksia tehtäisiin useita, näytemääräksi riittää noin 1,5 ml seerumia, joka saadaan yhdestä 5 ml:n seerumi- / seerumigeeliputkesta. Muistutamme myös, että kahta näyteputkea ei saa lähettää analysoitavaksi samalla näytenumerolla. Poikkeuksena jotkin pakettitutkimukset ja mahdolliset varaputket, joiden näytteet tulee aina pakata erilleen esim. omaan salpapussiin.

Uudet yhdistelykoodiryhmät / tarrayhmät ovat YK-SEERUMI, YK-INFEKTIO, YK-PLASMA ja YK-VIRTSA, mutta asiakas voi nimetä ne omaan järjestelmään sopiviksi.

Jos tutkimusta ei mainita alla olevissa ryhmissä, tulee sille lähettää oma näyte omalla pyyntönumerolla.

Sallitut tutkimukset uusissa ryhmissä ovat:

YK-SEERUMI

fS-Folaat	S -Amyl	S -CRP	S -K	S -PROG
fS-Gluk	S -ASAT	S -D-25	S -Kol	S -RF
fS-Kol	S -B12-Vit	S -DHEAS	S -Kol-HDL	S -SHBG
fS-Kol-HDL	S -B12-TC2	S -Ferrit	S -Kol-LDL	S -T3-V
fS-Kol-LDL	S -Bil	S -FSH	S -Korsol	S -T4-V
fS-Trigly	S -Bil-Kj	S -Gluk	S -Krea	S -Testo
Pt-GFRe	S -Ca	S -GT	S -LH	S -Trigly
S -AFOS	S -Ca-Albk	S -hCG	S -Na	S -TSH
S -ALAT	S -CK	S -hsCRP	S -Prealb	S -Uraat
S -Alb	S -Cl	S -IgA	S -PRL	

YK-INFEKTIO

S -HAVAbG	S -HBsAb
S -HAVAbM	S -HBsAg
S -HBcAb	S -HCVAb
S -HBcAbM	S -HIVAgAb
S -HBeAb	S -TrpaAb
S -HBeAg	

Asiakastiedote

9/2026

27.1.2026

Sivu 2(2)

YK-PLASMA

fP-Ca	P -Kol
fP-Kol	P -Kol-HDL
fP-Kol-HDL	P -Kol-LDL
fP-Kol-LDL	P -Krea
fP-Trigly	P -Na
P -AFOS	P -Trigly
P -ALAT	P -Uraat
P -Alb	
P -Amyl	
P -ASAT	
P -Bil	
P -Ca-Albk	
P -CRP	
P -GT	
P -K	

YK-VIRTSA

cU-Alb	U -Alb
cU-Alb-Mi	U -AlbKre
dU-Alb	U -Amyl
dU-Alb-Mi	U -Ca
dU-Ca	U -Cl
dU-Cl	U -K
dU-Gluk	U -Krea
dU-K	U -Mg
dU-Krea	U -Na
dU-Mg	U -Pi
dU-Na	U -Prot
dU-Pi	U -Uraat
dU-Prot	U -Urea
dU-Urea	
dU-Uraat	

Vanhoista yhdistelmäkoodeista käyttöön jäävät:

YK-ALL	Helsingissä tehtävät allergiatutkimukset
YK-ALLIM	Alihankinnassa tehtävät allergiatutkimukset
YK-SAKKA	U -BaktVi ja U -Solut
YK-TT-INR	P-TT ja P-TT-INR
B-HEMA	Hematologian tutkimukset:
	B -PVK+T B -Eryt B -Baso
	B -PVK E -MCV B -Ly
	B -TVK E -MCHC B -Monos
	B -HbA1c E -MCH B -Neut
	B -Leuk E -Retik L -Ly
	B -Hb E -RDW L -Neut
	B -HKR L -Monos
	B -Eos L -Baso
	B -Trom L -Eos

Uudet yhdistelykoodit voi ottaa käyttöön 9.2.2026 alkaen ja ne tulee ottaa käyttöön viimeistään 23.2.2026.

Lisätietoja ja testausta varten pyydämme olemaan yhteydessä tietohallintoomme.

Tiedustelut

Tietohallinto@synlab.fi