

## Asiakastiedote

29/2026

6.5.2026

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

### DNA-vasta-aineiden määrittäminen immunofluoresenssimenetelmällä korvataan fluoroentsyymi-immunomenetelmällä

DNA, natiivi, vasta-aineet

S -DNAnAb KL 1261

Jatkossa DNA-vasta-aineet pyynnöllä S -DNAnAb, KL 1261 ohjataan automaattisesti tehtäväksi Fluoroentsyymi-immunomäärityksellä (FEIA), josta vastataan kvantitatiivinen tulos yksikössä IU/ml.

#### Uudet viitearvot

< 10 IU/ml **negatiivinen**

10-15 IU/ml raja-arvo

> 15 IU/ml positiivinen

#### Käytöstä poistuva viitearvo

Titteri < 10

Jos toimipisteellänne on käytössä tutkimus S -DNAAb, ATK 9499 ohjautuu tällä pyynnöllä tulleet näytteet edelleen, kuten aiemminkin, FEIA-menetelmällä tehtäväksi, mutta suosittelemme ottamaan käyttöön kuntaliiton mukaisen koodin ja lyhenteen.

Muutoksen testaamiseksi pyydämme teitä olemaan yhteydessä [tietohallinto@synlab.fi](mailto:tietohallinto@synlab.fi)

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 1.6.2026 ja siitä eteenpäin.

Kiitos yhteistyöstä

#### Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi