

Asiakastiedote

30/2026

7.5.2026

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Muutos tutkimuksen säilytys- ja lähetystietoihin

Muutamme näytteiden säilytys- ja lähetystietoja alihankintalaboratorion ilmoittamien tietojen mukaisiksi.

Hapettunut LDL-kolesteroli fS-LDLox

ATK 10472, STT 10069

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy enintään 5 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys (maks. 4 vk) pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Tyreoideahormonit, vasta-aineet

S -THAb **KL 3272**

Osatutkimukset (tilattavissa myös erikseen)

S -T4Ab **KL 3259**

S -T3Ab **KL 3257**

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy kaksi viikkoa jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Säilyvyys huoneenlämmössä enintään 48 tuntia. Pidempiaikainen säilytys (maks. 3 kk) pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Muutokset astuvat voimaan heti.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi