

Asiakastiedote
39/2026
24.6.2026
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Menetelmä- ja viitearvomuuotos

Neurofilamentti, kevytketjut
Li-NFL ATK 10744

Alihankintalaboratoriomme on ilmoittanut Li-NFL tutkimuksen menetelmämuutoksesta, jonka seurauksena myös viitearvot muuttuvat.

Uusi menetelmä ELISA

Uudet viitearvot		Poistuvat viitearvot	
ikä	viitearvot	ikä	viitearvot
≤ 29 v	alle 380 ng/l	≤ 29 v	alle 290 ng/l
30-39 v	alle 560 ng/l	30-38 v	alle 380 ng/l
40-59 v	alle 890 ng/l	39-59 v	alle 830 ng/l
≥ 60 v	alle 1850 ng/l	≥ 60 v	ei viitearvoja käytettävissä

Muutokset astuvat voimaan heti.

Pahoittelemme muutoksen kiireellisestä aikataulusta mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi