

Asiakastiedote**50/2026****2.9.2026**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,**Tekopaikka-, yksikkö- ja viitearvomuutos****Hydroksiklorokiini****S -OHKloro KL 1640**

Siirrämme tutkimuksen toiseen alihankintalaboratorioon. Muutoksen myötä viitearvot ja yksikkö muuttuvat ja vastausaika lyhenee. Päivitämme samalla näytteen säilytys- ja lähetysohjeet. Näyteputken erillinen suojaaminen valolta ei ole jatkossa tarpeen. Menetelmä (LC-MS/MS) säilyy ennallaan, mutta tekopaikan vaihtumisen vuoksi suosittelemme seurannassa oleville potilaille tiheennettyä näytteenottoa uuden tulostason määrittämiseksi.

Uudet viitearvot ja yksikkö (ug/l)

Jäännöspitoisuuden tavoitealue: 100–500 ug/l

Viitearvot malarian ennaltaehkäisyssä ja hoidossa:

Malarian ennaltaehkäisy: 13–32 ug/l

Malarian hoito: 96–192 ug/l

Poistuvat viitearvot ja yksikkö (umol/l)

Viitearvot nivelreuman hoidossa:

Kirjallisuuden mukaan terapeutti alue

nivelreuman hoidossa on yli 0,60-1,19 umol/l.

Lähteestä riippuen haittavaikutuksia on todettu pitoisuuksilla yli 1,19-1,79 umol/l tai pitoisuuksilla yli 2,98 umol/l.

Viitearvot malarian ennaltaehkäisyssä ja hoidossa:

Malarian ennaltaehkäisy: 0,04-0,10 umol/l

Malarian hoito: 0,29-0,57 umol/l

Näyte

1 ml seerumia. Näytettä ei saa ottaa geeliputkeen. Näyte otetaan juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus).

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 14 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.

Pidempiaikainen (maks. 4 vko) säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Vastausaika

3-5 arkipäivää

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 1.10.2026 ja siitä eteenpäin.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi