

Asiakastiedote**55/2026****23.9.2026**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Fibriinin D-dimeerit-tutkimuksen tulostaso muuttuu laitevaihdon vuoksi

Fibriinin D-dimeerit
P -FiDD KL 4113

Näytteet analysoidaan jatkossakin immunoturbidometrisellä FEU-menetelmällä. Uudella laitteella tulostaso on keskimäärin noin 15 % aiempaa korkeampi. Yksittäisillä potilailla tulos voi olla suurempi tai pienempi. Viitearvo säilyy ennallaan.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 22.10.2026 alkaen.

Kiitos yhteistyöstä!

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi